

사용자 설명서

INCUBATOR

배양기

BK2 CONTROLLER

(주)엘케이랩코리아

Scientific Products

For Laboratory, Industry and Research

목차

내용

1.사용하기 전에.....	3
2.제품의 특징	4
3.제품 설치	5
4.제품의 연결	6
5.조작 방법	7
5-1. 초기 상태	7
5-2. 화면 상태 변경	7
5-3. 동 작	7
5-4. 온도, 시간 설정 변경	7
‘6.동작 상태의 표시.....	9
6-1. 동작 상태의 시작.....	9
6-2 동작 상태의 끝	9
6-3 타이머 동작 및 시간의 표시	9
6-4 AUTO TUNING	9
7.PARAMETER.....	10
7-1 PARAMETER LIST	10
7-2.FACTORY PARAMETER 설정 방법	10
7-3.FACTORY PARAMETER LIST	10
8.유지 및 관리	12
9.제품 문의 및 A/S.....	12

1.사용하기 전에

(주)엘케이랩코리아 배양기를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 설명서는 구입하신 제품의 성능 및 사용법, 취급상의 주의사항에 대하여 기술하고 있습니다. 제품 사용 전에 반드시 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.

사용자의 주의가 반드시 필요한 부분에는 아래와 같은 경고 표시가 있으니 각 경고 표시와 그 의미를 숙지 하시어 사용시 안전 안전에 관한 주의사항에 대해 숙지하십시오.

	경 고 주의사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 입을 수 있음을 알립니다
	주 의 이 표시는 주의사항을 지키지 않았을 경우 기기의 고장의 원인이 됨을 알립니다
	고 온 주 의 이 표시는 고온의 히터를 사용하므로 화상의 위험이 있음을 알립니다
	알 림 이 표시는 기능상 주요한 사항이나 사용자가 반드시 숙지해야 할 사실을 알립니다
	폭 발 위 험 이 표시는 휘발성, 폭발성 화학물질을 사용할 경우 폭발 위험이 있음을 알립니다
	접 근 금 지 기기의 사용 중에 사용자의 접근을 제한함을 알립니다

2.제품의 특징

CAT. No.		I03-02-015	I03-02-025	I03-02-035
Model		LI-BG400	LI-BG560	LI-BG650
Temp Range		Ambient +5°C to 70°C		
Temp & Time Controller		Digital PID Multi Function Controller		
Temp Accuracy		0.1°C		
Heater Capacity		400W	600W	800W
Dimension (wxdxh)	Internal	400x350x420mm	600x450x550mm	700x600x600mm
	External	540x500x850mm	740x600x970mm	840x740x1020mm
Capacity		60Lit.	150Lit.	252Lit.
Material	Internal	Stainless Steel SUS #304		
	External	Power Coated Steel		
	Door	2중구조, 내부 관찰용 Glass Door방식		
View Window		Tempered Glass		
Shelves		1 ea	2 ea	3 ea
Power		220V 400w	220V, 600w	220V, 800w
Safety Device		Over Heater Protection, Over Current ELB과전류 차단기, 2차 과열방지 조절 기 부착		

Digital PID, Microprocess Control 정밀 온도 제어

Auto-tuning, Calibration, 자가 진단 기능

열풍 순환 방식으로 온도 편차 및 온도 분포도가 균일함

온도 변화 없이 내부 관찰이 용이 하도록 Sight Glass 2중 구조 방식

안전을 우선적으로 고려한 ELB 과전류 및 2차 과열 안전장치 장착

3.제품 설치

1.장비 입고시 장비를 설치 할 장소는 가능한 수평상태가 좋을수록 유리합니다

현장 바닥 상태가 좋지 않을시는 장비의 수평조절 FOOT 을 이용하여 높낮이를 조절하여 장비의 수평상태를 유지시켜 고정하여 주십시오
(수평상태에 매우 민감한 장비는 아니므로 정밀하게 조절하실 필요는 없습니다)
냉동기가 장착되어 있는 장비의 경우는 장비의 후방벽면 장비에서 약 10CM 이상 떨어지도록 설치하여 주십시오 (본 제품엔 해당되지 않습니다)


2.전원 220V 를 확인 후, 장비의 전원부에 있는 전원을 ON 에 위치시킵니다

초기상태 : 컨트롤러 DISPLAY 부에 건조기 내부 온도가 표시됩니다

3.컨트롤러 사용 방법에 따라 온도 및 시간을 설정합니다

4.컨트롤러의 온도 설정 후 작동 시키면 설정된 값에 따라 온도 제어를 시작합니다

4.제품의 연결



본 연결도는 진공건조기에만 해당합니다

그 외의 제품엔 해당되지 않습니다

5. 조작 방법

5-1. 초기 상태

전원을 투입하면 온도 표시창에 현재 CHAMBER 내부 온도가 표시되고 아래의 표시창엔 설정 온도가 표시됩니다

이 때, 만일 설정 시간을 보고 싶을 경우에는 DSP 버튼을 살짝 눌렀다 떼면 설정 시간이 아래 표시창에 나옵니다
이 때, 기존 설정 시간이 00.00 이면 '---' 가 나옵니다
단, MODEL 의 N2=0 이면 시간을 사용하지 않으므로 시간은 표시되지 않습니다

5-2. 화면 상태 변경

DSP(AT) 버튼을 잠시 눌렀다 떼면 아래의 표시창에는 시간과 설정 온도가 교대로 나옵니다 온도 제어가 동작중이면 남은 시간이 나오고, 온도 제어가 정지중이면 설정시간이 나옵니다 처음엔 설정온도가 나오고 시간이 가기 시작하면 시간값으로 변경되어 나옵니다

5-3. 동 작

온도 및 시간을 설정하고 (아래 설정치 변경 참조) START 버튼을 누르면 온도 제어가 시작됩니다 START 버튼을 한 번 더 누르면 정지합니다
START 버튼을 누른 후 동작 중에도 온도 및 시간 변화가 가능합니다

5-4. 온도, 시간 설정 변경

5-4-1. 온도 설정

설정치를 변경하기 위해서는 CONTROL PANEL 의 MODE 를 눌렀다 땁니다
잠시 후 BEEP 음과 함께 DISPLAY 에 TEMP 표시가 나타납니다
MODE 를 누르면 설정 온도의 첫 번째 자리 숫자가 점멸합니다
원하는 온도를 설정합니다

5-4-2. 시간 설정

온도 입력 MODE 후에 전면의 MODE 버튼을 누릅니다
BEEP 음과 함께 온도 표시창에 TIME 표시가 나타납니다
표시창에 설정 온도 첫번째 자리 숫자가 점멸합니다
데이터값의 변경은 위와 같이 SHITF DEC INC 버튼을 이용하여 값을 변경합니다
변경되는 값은 99 시간 59 분(또는 99 분 55 초, 또는 99 일 23 시간)까지 설정이 가능하며 시간 설정이 끝난 후 정상으로 돌아오기 위해서 MODE 버튼을 잠시 눌렀다 땡니다

5-4-3 동작 지연 시간 값 (예약 시간) 설정

주의 PARAMETER 설정에서 (MODE 버튼을 5 초 동안 눌러
진입하는 PARAMETER 변경 모드) 'Fdly'의 값이 'YES'로 설정되어야 나타납니다
설정 값을 변경하기 위해서는 온도, 시간을 설정하고 MODE 버튼을 누르면 'dLyt'
가 나오는데 다시 MODE 버튼을 누르면 시간 입력창이 나타납니다
이 때, 입력 방법은 위와 같습니다
단, 시간이 00.00 이면 예약 없이 바로 온도 제어를 시작합니다
입력 시간의 단위는 시간:분입니다 00.00 – 99.59 (시간,분)

6. 동작 상태의 표시

6-1. 동작 상태의 시작

START 버튼을 누르면 타이머 동작은 온도가 설정 온도에 아직 도달하지 못 했을 경우 타이머 표시 램프가 깜빡이며 이 때 타이머는 동작하지 않습니다 온도가 상승하여 현재 온도가 설정 온도 이상 또는 이하가 되는 순간부터 타이머 표시램프는 깜빡임을 멈추고 계속 켜진 상태가 되며, 이때부터 타이머가 동작합니다

6-2 동작 상태의 끝

시간이 끝나면 타이머 동작 표시 램프가 켜진 상태로 아래의 표시창에는 'END'가 깜빡이며 시간이 다 되었음을 나타냅니다

이 상태에서 빠져나오기 위해서는 START 버튼을 눌렀다 땁니다

BEEP 음과 함께 타이머는 OFF 되며 STOP 가 되고 아래의 화면 표시창에는 설정 온도값이 표시됩니다

6-3 타이머 동작 및 시간의 표시

타이머 동작은 START 버튼을 누르면 자동적으로 설정된 타이머 값으로 동작되며, 타이머의 시작은 현재 온도가 설정 온도보다 낮은 경우 현재 온도 > 설정온도- ACTP 값일 때 시작되고, 현재 온도가 설정 온도보다 높은 경우에는 현재 온도 < 설정 온도 + ACTP 값일 때 시작됩니다

6-4 AUTO TUNING

(1) AT 버튼을 3 초 이상 누릅니다

(2) BEEP 음과 함께 AT LAMP 가 점멸하며 TUNING 을 시작합니다

(3) TUNING 이 끝난 후에는 BEEP 음과 함께 점멸을 멈추고 정상 상태로 돌아옵니다

(4) 온도 제어중 AT 버튼을 누를 때마다 CONTROL 패널의 DISPLAY 부에 현재온도와 진행 시간이 번갈아 나타납니다

(5) 현재 온도 표시창은 설정된 온도까지 0.1℃씩 상승하며 OUT LAMP 는 항상 켜져 있고 TIME LAMP 는 점멸합니다

7.PARAMETER

- (1) PARAMETER 를 변경, 설정하기 위해선 정상 표시 상태에서 CONTROL PANEL 의 MODE 버튼을 5 초 이상 누릅니다
- (2) BEEP 음과 함께 ALH 가 나타나고 입력 표시창의 첫 번째 자리 숫자가 점멸합니다

7-1 PARAMETER LIST

ALH : (RELEATIVE ALARM LIMIT HIGH)

온도상한 정보 설정치를 나타내며 과온 방지 기능을 함께 수행합니다

설정범위 : 00.0°C to 99.9°C (기본 값 2 이며 설정 변경 금지)

COOL : 본 기기에 해당 사항 없음

HTS : 공장 변경 사항으로 변경 금지 (기본 값 : 0.2)

7-2.FACTORY PARAMETER 설정 방법

- (1) FACTORY PARAMETER 설정은 정상 상태에서 CONTROL PANEL 의 MODE 버튼을 30 초이상 누릅니다
- (2) BEEP 음과 함께 RNT 입력 모드가 나타나며 표시창의 첫 번째 자리가 점멸합니다
- (3) PARAMETER LIST 는 MODE 버튼을 한 번씩 누를 때마다 변경됩니다

7-3.FACTORY PARAMETER LIST

RNT : 입력 가능한 온도의 최대값을 설정합니다 (기본값 변경 금지)

ActP : TIMER 동작 START 온도를 설정합니다

절대값 (현재온도-설정온도) > ActP 이면 TIMER 동작이 시작됩니다

현재온도가 설정값보다 낮은 경우 현재온도 > 설정온도 - ActP 값일 때,

현재온도가 설정값보다 높은 경우 현재온도 < 설정온도 + ActP 값일 때 TIMER 가 동작

PRD(PERIOD) : HEATER 출력 주기를 나타냅니다 (기본값 변경 금지)

P(PROPORTION) : 비례 대 설정치를 나타냅니다 (기본값 변경 금지)

기본값은 AUTO TUNING 에 의해 결정됩니다

A(ANTI-INTEGRAL) : 과 적분 방지 설정치를 나타냅니다 (기본값 변경 금지)

기본값은 AUTO TUNING 에 의해 결정됩니다

I (INTEGRAL) : 적분 설정치를 나타냅니다

D(DIFFERENTIAL) : 미분 설정치를 나타냅니다 (기본값 변경 금지)

기본값은 AUTO TUNING 에 의해 결정됩니다

8.유지 및 관리

장기간 사용하지 않을 시 전원 플러그를 빼고 보관합니다.

사용 중 고장으로 인하여 부품 교환이 필요한 경우 당사에서 제공하는 순정 부품만을 사용하여야 합니다.

정상적인 한계를 벗어난 사용으로 인한 고장은 유지 보수할 수 없습니다.

제품을 청소할 시에는 전원 플러그를 빼낸 후 부드러운 수건으로 닦으시고, 지워지지 않는 부분은 어느점이 낮은 용제를 수건에 묻혀 오물 부분만 닦으십시오

9.제품 문의 및 A/S

(주)엘케이랩코리아 본사

서울시 성북구 안암동 5 가 156-3(136-075)

TEL 02-953-4952

(주)엘케이랩코리아 공장

경기도 구리시 갈매동 194-2

TEL 031-572-4952

제품 문의 및 기술 상담은
당사 기술부로 연락 바랍니다