

# 《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
H03-06-200	HS-10	Analog Hotplate Stirrer	set	1

## 1 Feature


- 아날로그 조절 방식의 경제형 가열 자력 교반기
- 내열성과 내화학성이 강하고 청소가 편리한 세라믹 코팅 상판적용
- 내구성이 뛰어나고 소음이 적은 Brushless shade Motor 적용
- 마그네틱바 이탈 방지 기능

## 2 Specifications

Cat. No.		H03-06-200
Model		HS-10
Temperature		Max. 400 °C
Stirring	Capacity(water)	20 L
	Speed	MAX. 1500 rpm
Material	Plate	Ceramic Coated Aluminum
	Body	Powder Coated Aluminum
Motor		Brushless Shade Motor
Environmental Conditions		Temp. 5 ~ 40°C, Humidity <80%
Size	Plate	180 x 180 mm
	Exterior	w180 x d325 x h110 mm
Electric Supply	Power	1 Phase, 230Vac, 50/60Hz
	Consumption	650W

## 3 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)

 www.lklab.com	(주)엘케이랩코리아	전화 : 031-573-4952 팩스 : 031-527-4958	E-mail : info@lklab.com
---	------------	--	----------------------------