



Achat -
Mahlkugeln
für Laborkugelmøhlen

Agate-balls
for
Laboratory ball-mills



Best. Nr.	Ø (mm)	Gewicht (g)
604-K-002	2	ca. 0,01
604-K-003	3	ca. 0,03
604-K-005	5	ca. 0,20
604-K-007	7	ca. 0,50
604-K-010	10	ca. 2,00
604-K-012	12	ca. 2,50
604-K-015	15	ca. 5,00
604-K-020	20	ca. 11,00
604-K-025	25	ca. 21,00
604-K-030	30	ca. 35,00
604-K-040	40	ca. 80,00
604-K-050	50	ca. 168,00
604-K-060	60	ca. 320,00
604-K-070	70	ca. 463,00

Obige Achat Mahl-Kugeln werden in den Labor-Kugelmøhlen Typ 602 benutzt. Føllmengen (Richtwerte) entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Agate balls are used in laboratory ball-mills. Specifications for useful load please find below:

Kugelmøhle Typ	Kugel-Ø in mm	3	5	7	10	15	20	25	30	40
602-Z-050	Menge	400	80	35	10	4	2	-	-	-
602-Z-080	Menge	600	120	50	15	6	4	2	-	-
602-Z-250	Menge	2000	400	150	40	18	8	4	3	-
602-Z-500	Menge	-	800	400	100	40	18	10	7	4