

## IKA Magnetic Stirrer, TWISTER SET 유니버설 교반기

Cat. No.	Model	TWISTER Unit	Power Supply		EA Price
			up to 2 Unit	up to 4 Unit	
S08-05-271	20027010	1	O	X	830,000
S08-05-274	20027388	2	O	X	1,530,000
S08-05-277	20027389	3	X	O	2,280,000
S08-05-280	20027390	4	X	O	2,990,000

- Unit을 추가하여 최대 30개까지 연결 가능한 멀티 자력 교반기
- 연결된 Unit들은 교반 속도와 방향을 개별 조절할 수 있음
- MS3의 약세사리들은 TWISTER와 같이 사용 가능
- Shaking Attachment 부착을 통해 Vortex 또는 Orbital Shaker로 사용 가능
- Stirring Attachment 부착을 통해 소용량 교반기로 사용 가능 (Ø23 ~ 28mm, 8 ~ 60ml 용기에 적합)
- Touch Operation으로 실험의 편리성 증대
- 직관적이며 내화학성이 우수한 LED Glass Display, Torque Trend Indicator
- 흐르는 물에서 세척 가능, Incubator 내 40°C까지에서도 사용 가능
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP66)
- IKA

Type	TWISTER
Stirring Capacity (H <sub>2</sub> O)	0.005 ~ 5 L
Speed Range / Display	100 ~ 3000rpm / LED Display
Speed Setting Accuracy	100 rpm
모터 정격 출력	5W
Plate Material	Glass
Stirring Bar Length	10 ~ 30mm
Timer	6 sec ~ 30 min
회전 방향	오른쪽 / 왼쪽
Size	Plate
	본체
Max. Self-heating	6 k
Power	100~240V, 50/60 Hz

### TWISTER Add-on Unit

Cat. No.	Model	Type	Description	EA Price ₩
S08-05-283	20112621		TWISTER stirring unit Only	710,000
S08-05-304	25005565	TW.PWR.1	Power supply ≤4 units	80,000
S08-05-306	20116436	TW.PWR.2	Power supply ≤30 units	240,000
S08-05-308	20024239	TW.PWR.PLUG.1	Adapter for power supply (≤ 4 devices)	30,000
S08-05-310	20100816	TW.PWR.PLUG.2	Adapter for power supply (≤ 30 devices)	45,000
S08-05-312	20025856	TW.CABLE	Connection cable 0.5 m	70,000

### TWISTER Accessory for Stirring

Cat. No.	Model	Type	Description	EA Price ₩
S08-05-286	20103426	TW.IX	Stirring attachment (9 Stirring positon, 8~60ml, Ø27.5mm)	550,000
S08-05-292	20112965	TW.IX.23	Vessel holder for glasses 23mm	110,000
S08-05-290	20112966	TW.IX.28	Vessel holder for glasses 28mm	110,000

### TWISTER Accessory for Shaking

Cat. No.	Model	Type	Description	EA Price ₩
S08-05-288	20110145	TW.VX	up to 3000rpm, Shaking stroke 4.5mm	440,000
S08-05-294	20112736	STICKMAX II	Univeral Attachment	80,000
M04-05-524	L001840	MS1.31	For 14 Test Tubes Ø10 mm	130,000
M04-05-513	3426400	MS3.4	Microtiter Attachment for use with a Microtiter Plate	260,000
M04-05-515	3428000	MS3.5	for PCR Plate (96 well)	160,000

- TW.VX 구성 : TW.VX Basic, MS3.1, MS3.3, MS1.21

