

IKA Magnetic Stirrer, Topolino 초소형 자력 교반기

Cat. No.	Model	Type	Speed	EA Price ₩
S08-05-094	3368000	Topolino	500 ~ 1800 rpm	140,000

- 최대 250 ml까지 사용 가능한 초소형 자석 교반기
- Plate Material : PP, Ø80 mm
- Size : w95×d115×h37 mm
- Power : 100 ~ 240 V , 50/60 Hz
- 뛰어난 Magnetic Connection 및 Brushless Motor
- Protection class according to DIN EN 60529 (IP21)
- IKA



CE

IKA Magnetic Stirrer, Lab Disc 슬림형 자력 교반기

Cat. No.	Model	Type	Design	용량	EA Price ₩
S08-05-126	0020011935	Lab Disc	white	800 ml	570,000

- 회전방향이 30초마다 자동으로 바뀌어 더욱 효율적인 Sample Mixing
- 가장 경제적인 모델로 높이 12 mm의 초 슬림형 마그네틱 스테러
- 유기용매에 저항성이 강하고, 미끄럼 현상이 없는 Plate
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP65)
- IKA

Cat. No.	S08-05-126	
Type	Lab Disc	
Stirring Capacity (H ₂ O)	800 ml	
Speed Range	15 ~ 1500 rpm	
모터 정격 출력	3W	
Direction Switchable	Every 30 sec	
Plate Material	Polyester	
Size	Plate	Ø100 mm
	본체	w116×d175×h12 mm
Weight	0.6 kg	
Power	100 ~ 240V, 50/60 Hz	



CE

IKA Mini Magnetic Stirrer, myPlate 미니 자력 교반기

Cat. No.	Model	Type	용량	R.P.M	EA Price ₩
S08-05-140	25006950	myPlate	1.5 L	100 ~ 2000	670,000

- Heating 기능 없이 1 L 정도의 적은 양에 사용
- 화학반응에 내구성이 있는 유리 재질
- 0 ~ 2500까지 rpm 조절이 가능한 Electronically Controlled Motor
- 사용자가 직접 디자인 및 교체 가능한 Set-up Plate
- IKA

Cat. No.	S08-05-140	
Type	myPlate	
Stirring Capacity (H ₂ O)	1.5 L	
Speed Range	100 ~ 2000 rpm	
Speed Display	LED Digital Display	
모터 정격 출력	2W	
회전 방향	왼쪽	
Plate Material	Glass	
Size	Plate	Ø135 mm
	본체	w150×d164×h30 mm
Weight	approx. 0.76 kg	
Power	100 ~ 240V, 50/60 Hz	



myPlate

