

IKA Magnetic Stirrer, Mini MR Standard 소형 자력 교반기

Cat. No.	Model	Type	용량	Speed	EA Price ₩
S08-05-161	0025004132	Mini MR	1 L	0 ~ 2500 rpm	210,000

- White Top Plate는 Color Reaction을 관찰하기에 적합함
- 0 ~ 2500 rpm까지 스피드 조절이 가능함(Analog Control) • IKA

Cat. No.		S08-05-161
Type		Mini MR standard
Stirring Capacity (H ₂ O)		1 L
Speed Range / Display		0 ~ 2500 rpm / Scale
모터 정격 출력		2W
Plate Material		Polyester
Size	Plate	w115×d115 mm
	본체	w115×d129×h37 mm, 0.22 kg
Power		100 ~ 240V, 50/60 Hz




CE

IKA Magnetic Stirrer, KMO 3 Basic 소형 자력 교반기

Cat. No.	Model	Type	용량	Speed	EA Price ₩
S08-05-169	20004631	KMO 3 Basic	5 L	10 ~ 1500 rpm	1,500,000

- 유리표면의 특별한 디자인
- 깨끗하고 가독성이 뛰어난 회색 화면
- 잠금 기능
- 역방향 회전
- USB 호환가능(Labworldsoft 와 펌웨어 업데이트 사용 가능)
- 지지봉 장착을 위한 오목한 홈이 있음
- IP42 보호등급 • IKA

Cat. No.		S08-05-169
Model		20004631
Type		KMO 3 basic
Stirring Capacity (H ₂ O)		5 L
Speed Range / Display		10 ~ 1500 rpm / LED Touch Key
Accuracy		10 rpm
Plate Material		Glass
Size	Plate	w140×d120 mm
	본체	w153×d227×h62.5 mm
Stirring Bar Length		20-80mm
회전 방향		오른쪽/왼쪽
Weight		1.471 kg
Power		230V, 50/60 Hz



CE

IKA Magnetic Stirrer 자력 교반기, C-Mag MS series

Cat. No.	Model	Type	용량	Speed	EA Price ₩
S08-05-175	3582200	C-Mag MS4	5 L	100 ~ 1500 rpm	990,000
S08-05-182	3582400	C-Mag MS7	10 L		1,330,000
S08-05-189	3582600	C-Mag MS10	15 L		2,020,000

- 뛰어난 내구성, 가장 경제적인 제품
- 속도제어 6단계 가능
- 점성을 가진 Sample도 Stirring 할 수 있는 강력한 Motor
- Stirring Bar의 침현상을 방지하여주는 High Magnetic Adhesion
- Motor의 기능을 일정하게 유지하는 Microprocessor
- 화학물질에 강한 저항성을 가지는 One-piece Glass-ceramic Top
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP21) • IKA



CE

3582400

Cat. No.		S08-05-175	S08-05-182	S08-05-189
Type		C-Mag MS 4	C-Mag MS 7	C-Mag MS 10
Stirring Capacity (H ₂ O)		5 L	10 L	15 L
Speed Range		100 ~ 1500 rpm		
Speed Display		Scale (0 ~ 6)		
모터 정격 출력		1.5W		
Material Heating Plate		Glass-Ceramic Coated		
Size	Plate	w100×d100 mm	w180×d180 mm	w260×d260 mm
	본체	w150×d260×h105 mm	w220×d330×h105 mm	w300×d415×h105 mm
Weight		3 kg	5 kg	6 kg
Power		230V, 50/60 Hz		