

PFA Beaker PFA 테프론 반투명 비이커

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B05-64-111	F1075-01	30 ml	Ø37×h51 mm	37,800
B05-64-115	F1075-02	50 ml	Ø44.4×h61 mm	42,200
B05-64-119	F1075-03	100 ml	Ø56.8×h71 mm	52,400
B05-64-123	F1075-04	200 ml	Ø69×h92.8 mm	84,300
B05-64-127	F1075-05	300 ml	Ø78×h109 mm	94,600
B05-64-131	F1075-06	500 ml	Ø90×h121 mm	165,900
B05-64-135	F1075-07	1 L	Ø110×h152 mm	331,700

- 재질 : PFA, -200 ~ 250°C 내열
- 반투명 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- 내부 바닥이 평평하여 자석교반기를 이용한 교반이 원활함
- Flon Industry



PFA Beaker PFA 테프론 비이커

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B05-460-011	A137-01	25 ml	Ø32×h50 mm	64,200
B05-460-014	A137-02	50 ml	Ø39×h58 mm	81,000
B05-460-017	A137-03	100 ml	Ø50×h71 mm	113,000
B05-460-020	A137-05	250 ml	Ø67×h95 mm	190,400
B05-460-023	A137-07	500 ml	Ø82×h119 mm	294,900
B05-460-026	A137-09	1 L	Ø104×h141 mm	524,200

- 재질 : PFA, -200 ~ 250°C 내열
- 반투명 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- BOLA



PTFE Beaker PTFE 테프론 비이커

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B05-450-422	007.005	5 ml	Ø20×h26 mm	13,300
B05-450-428	007.010	10 ml	Ø24×h33 mm	14,200
B05-450-434	007.025	25 ml	Ø32×h47 mm	18,000
B05-450-440	007.050	50 ml	Ø43×h60 mm	21,600
B05-450-446	007.100	100 ml	Ø54×h68 mm	22,500
B05-450-458	007.250	250 ml	Ø66×h97 mm	36,800
B05-450-470	007.500	500 ml	Ø80×h125 mm	69,500
B05-450-482	007.1000	1 L	Ø100×h155 mm	132,700
B05-450-488	007.2000	2 L	Ø125×h210 mm	239,800
B05-450-494	007.5000	5 L	Ø170×h280 mm	458,000

- 재질 : PTFE, -200 ~ 280°C 내열
- PTFE 테프론 재질로 최상의 내열, 내화학성을 가짐
- Cowie



PTFE Beaker with Carbon Base 카본 바닥 PTFE 비이커

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B05-450-646	007.0100	100 ml	Ø56×h74 mm	70,500
B05-450-658	007.0250	250 ml	Ø75×h94 mm	83,700
B05-450-665	007.0400	400 ml	Ø85×h112 mm	121,400

- 재질 : PTFE, -200 ~ 280°C 내열
- 불투명 테프론 재질로 최상의 내열, 내화학성을 가짐
- 카본 바닥으로 핫플레이트에 올려 놓고 가열하기에 적합함
- Cowie

