

Cuvette Magnetic Stirrer, CuvetteMIXdrive® 큐벳용 자력 교반기

Cat.No.	Model	Size	용량	EA Price ₩
S08-75-270	40400S	w13×d13×h6 mm	1 ~ 25 ml	1,248,000

- Miniaturized, Wear-free Magnetic Stirrer
- 완전 방수 구조로 Water Bath, Oil Bath 또는 CO₂ Incubator 안에서 사용 가능
- 재질 : Polyurethane으로 코팅된 Stainless Steel
- 분리형 조절기 MIXcontrol eco 포함
- Digital Controller (MIX control 20 or 40)과 같이 사용 가능
- 2 mag

Cat. No.	S08-75-270
Type	40400S
Stirring Power	10 W
Permitted Operation Condition	-10 ~ 50°C (at 100% Humidity, Submersed)
Stirring Volume	1 ~ 25 ml
Protection Category	IP 68



Micro Magnetic Stirrer, MIXdrive 1 XS® 마이크로 자력 교반기

Cat. No.	Model	Type	Temp.	EA Price ₩
S08-75-312	40300S	MIXdrive 1 XS	기본형	1,156,500
S08-75-318	40303S	MIXdrive 1 HT	고온형	1,410,800

- 완전 방수 구조로 Water Bath, Oil Bath 또는 CO₂ Incubator 안에서 사용 가능
- 분리형 조절기 MIXcontrol eco 포함
- 2 mag

Cat. No.	S08-75-312	S08-75-318
Model	40300S	40303S
Stirring Volume	1 ~ 1000 ml	
Stirring Power	10 W	
Material	Stainless Steel	
Operation Condition (in Water)	Max. 50 °C	Max. 95 °C
Operation Condition (in Air)	-10 ~ 50 °C	-30 ~ 200 °C
Size	w48×d48×h18 mm	
Protection Category	IP 68	



Remote Controlled Magnetic Stirrer 원격 조절 자력 교반기

Cat.No.	Model	구분	Power	Type	EA Price ₩
S08-75-025	40001S	기본형	40W	MIXdrive 1	1,291,700
S08-75-030	40101S		20W	MIXdrive 1 eco	1,116,700
S08-75-055	40201S	고온형	40W	MIXdrive 1 HT	1,617,600
S08-75-060	40301S		20W	MIXdrive 1 eco HT	1,428,800

- Ultra Flat, Wear-free 자력 교반기
- 완벽한 방수 처리로 수중작업에도 적합
- Protection ac. to DIN 40050(IP68)
- 분리형 조절기 MIXcontrol eco 포함
- 2 mag



Cat. No.	S08-75-025	S08-75-030	S08-75-055	S08-75-060
Type	MIXdrive 1	MIXdrive 1 eco	MIXdrive 1 HT	MIXdrive 1 eco HT
Stirring Volume	1 ml ~ 10 L	1 ml ~ 3 L	1 ml ~ 10 L	1 ml ~ 3 L
Stirring Power (Max.)	20 W	10 W	20 W	10 W
Material Housing	Stainless Steel			
Operation Condition (in Water)	Max. 50°C		Max. 95°C	
Operation Condition (in Air)	-10 ~ 50°C		up to 200°C	
Size	w180×d180×h38 mm	w120×d120×h35 mm	w180×d180×h38 mm	w120×d120×h35 mm
Protection	IP 68			