

Cell Culture Magnetic Stirrer 셀 컬처 자력 교반기, 방수형

Cat.No.	Model	Stirring Point	Speed	EA Price ₩
S08-75-425	80001	1	5 ~ 250 rpm	1,204,300
S08-75-429	80002	2		2,267,300
S08-75-433	80003	3		3,294,800
S08-75-437	80004	4		4,240,700

- Cell Culture나 Tissue Culture용 • Stainless Steel 재질
- 극저속, 고점도, 대용량 및 장시간 사용에서도 안정적인 교반력을 가짐
- Digital Display, Soft Start, Jerk-free Stirring
- 외부 조절기(External Controller)는 별도 구매
- 2 mag

Control Unit for Cell Culture Magnetic Stirrer

Cat.No.	Model	Application	Power	Type	EA Price ₩
S08-75-941	98400	8000X-series	40 W	Digital	2,607,200

- 셀 컬처 자력 교반기용 조절기 • Size : w200×d155×h38 mm
- 느린 속도에서 부드러운 교반 • 고점도 대용량에 적합



Cat. No.	S08-75-425	S08-75-429	S08-75-433	S08-75-437
Model	80001	80002	80003	80004
Stirring Point	1	2	3	4
Stirring Point Distance	-	140 mm		
Stirring Volume / Power	5 ~ 5,000 ml / Max 5W per Position			
Speed Range	5 ~ 250 rpm			
Operation Condition	Air : -10 up to +50°C (at 100% Humidity) / Water : +50°C Submerged in Water			
Operating Voltage	48 VDC			
Size (w×d×h)	180×180×38 mm	130×270×38 mm	130×410×38 mm	270×270×38 mm
Protection Category	IP 68			

Digital Magnetic Stirrer 디지털 자력 교반기

Cat.No.	Model	용량	Speed	EA Price ₩
S04-04-200	MS-20	20 L	80 ~ 1500 rpm	300,000

- 내열성과 내화학성이 강하고 청소가 편리한 세라믹 코팅 상판 적용
- 설정 스피드와 Timer 저장 기능
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- LK Labkorea

Cat. No.	S04-04-200	
Model	MS-20	
Speed	Range	80 ~ 1500 rpm
	Resolution	5 rpm
Material	Plate	Ceramic Coated Aluminum
	Body	Powder Coated Aluminum
Size	Plate	180×180 mm
	Exterior	w180×d310×h110 mm
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60Hz
	Consumption	50W
Display	Digital LCD with Back-Light	
Timer	99hr 59min	
Motor	Brushless Shade Motor	
Environmental Conditions	Temp. 5 ~ 40°C, Humidity < 80%	



Analog Magnetic Stirrer 아날로그 자력 교반기

Cat.No.	Model	용량	Plate Size	EA Price ₩
S04-04-210	MS-10	20 L	180 × 180 mm	200,000

- 아날로그 조절 방식의 자력 교반기
- 내열성과 내화학성이 강하고 청소가 편리한 세라믹 코팅 상판 적용
- **PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)** • 기타 자세한 규격은 Digital Type 참조
- LK Labkorea

