

Digital Magnetic Stirrer 디지털 자력 교반기

Cat.No.	Model	용량	Plate Size	EA Price ₩
S08-03-650	MS-MS120D	1 L	120×120 mm	245,000
S08-03-660	MS-MS150D	2 L	150×150 mm	255,000
S08-03-670	MS-MS200D	5 L	180×180 mm	273,000
S08-03-680	MS-MS330D	15 L	300×300 mm	468,000

- Ceramic Coated Top Plate : 내열성, 내약품성, 내식성
- 교반 속도의 Digital Display • 일정한 속도 유지를 위한 Feedback Control
- Mi-sung



Model	MS-MS120D	MS-MS150D	MS-MS200D	MS-MS330D
Speed	100 ~ 1500 rpm			100 ~ 1300 rpm
전체 Size (w×d×h)	160×280×107 mm	160×280×107 mm	200×310×107 mm	310×430×120 mm
Plate Size	120×120 mm	150×150 mm	180×180 mm	300×300 mm
Power	220V, 50/60 Hz			

Multi-Position Magnetic Stirrer 멀티 자력 교반기

Cat.No.	Model	Stirring Point	Speed	EA Price ₩
S08-03-514	MS-MS2013	3	up to 1500 rpm	367,000
S08-03-518	MS-MS2024	4		489,000
S08-03-522	MS-MS2026	6		733,000

- 독립된 개별 Control • Feedback 제어로 설정 속도를 일정하게 유지
- 연속 운전에도 열의 발산이 거의 없어 Plate표면은 차게 유지됨
- 급격한 회전에 의한 용액의 넘침을 방지하기 위한 Smooth Start 기능 및 Bar의 중심 이탈 방지 설계
- Top Plate는 내약품성 및 부식에 강한 Stainless Steel 채택 • Mi-sung



Model	MS-MS2013	MS-MS2024	MS-MS2026
Stirring Position	3	4	6
Stirring Capacity (H ₂ O)	0 ~ 1000 ml		
Position 간격	130 mm		
Speed Range	0 ~ 1500 rpm (개별 Control)		
Top Plate Material	Stainless Steel		
Size	Plate	w400×d140 mm	w280×d270 mm
	Overall	w400×d220×h80 mm	w280×d350×h80 mm
Weight	approx. 3.6 kg	approx. 4.2 kg	approx. 5.8 kg
Power	220V, 50/60 Hz		

Powerful Magnetic Stirrer for Large Capacity 대용량 자력 교반기

Cat.No.	Model	Type	용량	EA Price ₩
S08-03-600	MS-MSD50	Digital	Max. 50 L	702,000

- 50 L(H₂O)까지 가능한 대용량 자력 교반기
- 내구성이 우수한 강력 Brushless DC Motor
- Feedback 제어로 설정 속도를 정확히 유지 • 속도 및 Timer Digital Display
- 정회전, 역회전, 자동 정, 역회전 선택모드 기능 • Torque 표시 기능
- Mi-sung

Model	MS-MSD50	
Speed Range	120 ~ 1200 rpm	
Motor Output	Brushless DC 40W	
Timer	99 hour 59 min	
Maximum Capacity (H ₂ O)	50 Lit.	
Top Plate Material	Stainless Steel	
Rotation	1. Right / 2. Left / 3. Auto Reverse (Time Setting)	
Size	Plate	w360×d360 mm
	Overall	w360×d370×h100 mm
Weight	4.9 kg	
Power	220V, 50/60 Hz	

