

## Digital Overhead Stirrer, "DLAB" 대용량 디지털 오버헤드 스테러 Speed / Torque / Timer Display

Cat. No.	Model	용량	Speed	EA Price ₩
S09-238-059	OS70-Pro	70 L	50 ~ 1100 rpm	1,452,200
S09-238-109	OS70-Pro-PK	본체, Stirrer, Clamp & Stand		1,788,400

- Package 구성 : Grand Propeller Stirrer (#18900478),  
Clamp & Plate Stand (#18900497, w335×d463 mm) 포함
- 실제 Speed 및 Torque 표시
- Brushless DC 모터를 사용
- 설정 Speed & Timer 표시, Timer Setting 가능
- Motor 보호를 위해 Overload시 자동으로 교반을 중지시키는 Overload Protection
- RS232를 통하여 기록 및 조절 가능
- 기타 약세사리는 1040 ~ 1050 page 참조
- DLAB

Cat. No.	S09-238-059
Model	OS70-Pro
Stirring Capacity (H <sub>2</sub> O)	70 L
Timer	0 - 99h 59min
Speed Range	50 ~ 1,100 rpm (±10rpm)
Speed Display	LCD Digital
Max. Viscosity	100,000 mPas
Motor Rating Input	180 W
Motor Rating Output	160 W
Max. Torque at Chuck	300 Ncm
Chuck Range	0.5 ~ 10 mm
Hollow Shaft	YES
Interface	RS232
Size	w83 × d186 × h220 mm
Weight	약 3.2 Kg
Power	100 ~ 240V, 50/60 Hz



## "DLAB" Plate Stand for Overhead Stirrer 플레이트 스탠드, Bosshead Clamp 포함

Cat. No.	Model	Plate Size	Rod Size	EA Price ₩
S09-238-223	18900605	w200 × d310 mm	∅18 × h780 mm	135,800
S09-238-225	18900497	w335 × d463 mm	∅18 × h780 mm	489,200

- 교반기 및 균질기와 같이 사용하기에 알맞음
- Steel Plate와 Stainless Steel Rod
- Bosshead Clamp와 Fixing Device 포함
- 각종 Impeller는 1040 ~ 1046 Page 참조
- DLAB

### Spare Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S09-238-500	18200907	Bosshead Clamp, up to 24 mm	51,700

