

IKA Mechanical Overhead Stirrer 대용량 메커니컬 스테러, RW47 digital

Cat. No.	Model	Type	용량	EA Price ₩
S09-05-270	4050000	RW 47 digital	200 L	12,370,000
S09-05-182	9023300	RW 47 digital Pack		17,346,500

- 200 L 까지의 대용량 믹싱용 Stirrer
- 100,000 mPas까지의 High Viscosity를 가진 Stirrer
- 2단 기어 방식으로 고점도용과 고속용의 2가지 Speed Range를 가진
- 과부하 보호 기능
- Plug와 Cable은 별도 구매 장착해야 함
- RW 47 digital Package
 - RW 47 digital
 - R474 : Telescope Stand – R1385 : Propeller Type Impeller
- Protection class acc. to DIN EN 60528 (IP54)
- IKA

Cat. No.	S09-05-270
Type	RW 47 digital
Stirring Capacity (H. O)	200 L
Speed Range (60Hz)	(Range 1) 69 ~ 330 rpm / (Range 2) 330 ~ 1,560 rpm
Speed Display	LED
Max. Viscosity	100,000 mPas
Motor Rating Input	511 W
Motor Rating Output	370 W
Max. Torque at Chuck	3000 Ncm
Chuck Range	3 ~ 16 mm
Hollow Shaft	NO
허용 온도	5 ~ 40°C
Size	w145×d358×h478 mm
Weight	16.6 kg
Power	400V 삼상, 50/60 Hz

대형 스탠드 for RW 47 digital

Cat.No.	Model	Type	Plate Size	Height	EA Price ₩
S09-05-803	1643000	R474	w460×d530 mm	1200 mm	5,210,000
S09-05-810	0738700	R472	-	2020 mm	9,880,000

- R474는 장착된 Motor의 높낮이 조절용 Pneumatic Spring기본 장착 (Stroke : 500 ~ 1,000 mm)
- R472는 Mobile type으로 바퀴가 부착되어 있음(Stroke : 980 ~ 1,860 mm)

Electric Floor Stand, 전동식 대형 스탠드

Cat.No.	Model	Type	Height	EA Price ₩
S09-05-835	4035000	R4765	1014 ~ 1588 mm	

- Electrically Adjustable Telescopic Floor Stand
- RW 47 digital& T65 basic/digital 과 같이 사용하기에 알맞음



CE

RW 47 digital



R474



R472



R4765