

Screw Fitting for GL Screw Thread GL Screw 나사선용 스크류 피팅

- 재질 : PTFE, ETFE, -50 °C to 150°C 내열
- 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- Red Sleeve Nut : Glass-Fibre Reinforced ETFE
- Internal Parts V-ring : ETFE
- Sealing Nut : PTFE
- O-ring : FKM, od3 mm 이하의 피팅용
- BOLA

GL14용 Screw Fitting

Cat. No.	Model	사용 Tubing od	EA Price ₩
B08-985-449	D593-02	Ø0.8 mm (1/32")	83,300
B08-985-453	D593-04	Ø1.0 mm	65,200
B08-985-457	D593-06	Ø1.6 mm (1/16")	44,200
B08-985-461	D593-10	Ø2.0 mm	46,500
B08-985-465	D593-12	Ø2.4 mm	53,100
B08-985-469	D590-02	Ø3.0 mm	37,300
B08-985-473	D590-08	Ø3.2 mm (1/8")	38,800
B08-985-477	D590-04	Ø4.0 mm	32,800
B08-985-481	D590-06	Ø6.0 mm	45,400
B08-985-485	D590-62	Ø6.35 mm (1/4")	58,800

GL18용 Screw Fitting

Cat. No.	Model	사용 Tubing od	EA Price ₩
B08-985-701	D593-26	Ø1.6 mm (1/16")	63,000
B08-985-705	D593-30	Ø2.0 mm	75,300
B08-985-709	D590-10	Ø3.0 mm	36,400
B08-985-713	D590-20	Ø3.2 mm (1/8")	40,600
B08-985-717	D590-12	Ø4.0 mm	39,600
B08-985-721	D590-14	Ø6.0 mm	41,400
B08-985-725	D590-16	Ø8.0 mm	36,700
B08-985-729	D590-18	Ø10.0 mm	34,500


GL25용 Screw Fitting

Cat. No.	Model	사용 Tubing od	EA Price ₩
B08-460-011	D590-22	Ø3.0 mm	91,300
B08-460-015	D590-24	Ø3.2 mm (1/8")	111,700
B08-460-019	D590-26	Ø4.0 mm	68,300
B08-460-023	D590-28	Ø6.0 mm	56,400
B08-460-027	D590-30	Ø8.0 mm	54,200
B08-460-031	D590-32	Ø10.0 mm	51,600
B08-460-035	D590-34	Ø12.0 mm	54,700
B08-460-039	D590-36	Ø14.0 mm	52,700

PTFE GL-Distributor with Stopcock PTFE 테프론 GL 스크류 분배형 스탑콕크

Cat. No.	Model	하부	측면	Size	EA Price ₩
S11-460-271	E661-14	GL 14 x 1	GL 14 x 6	Ø 84 x h 80mm	905,700

- 재질 : PTFE, PP 0 °C to 110 °C 내열
- Side Neck은 15 °의 각도를 가지고 있음
- L-Bore Shape Stopcock
- 시료는 단지 PTFE 재질에만 접촉 되어짐
- 사용 조건 : Max. 6bar (Pressure)
- 연결 Tubing : O.D 8.0mm
- BOLA



- GL Screw Connector는 286 Page 참조

