

Septum Stopper - Sleeve Septa 셴텀 / 슬리브 셴타

- 특수 설계된 금형틀 및 특화된 배합원료 사용
- 고무의 탄성이 뛰어나 여러번 Injection 하여도 복원력이 뛰어나
- 정확한 사이즈로 셴텀을 마감로 이용시 새지 않음
- 용매에 강한 내성을 가지고 있음
- Chemglass

Red Color, 빨간색 셴텀

Cat. No.	Model	규격	PK Price ₩
S12-132-127	3022-09	OD 5 mm NMR Tube 용	100ea 65,300
S12-132-134	3022-05	OD 8 또는 9 mm, ID 6 mm Tubing 용	100ea 53,400
S12-132-141	3022-06	Joint 14/20 ~ 14/35	100ea 151,100
S12-132-148	3022-07	Joint 19/22 ~ 19/38	100ea 200,700
S12-132-155	3022-08	Joint 24/25 ~ 24/40	100ea 292,900
S12-132-162	3022-10	Joint 29/26 ~ 29/42	100ea 562,500

White Color, 흰색 셴텀

Cat. No.	Model	규격	PK Price ₩
S12-132-227	3022-20	OD 5 mm NMR Tube 용	100ea 66,100
S12-132-234	3022-22	OD 8 또는 9 mm, ID 6 mm Tubing 용	100ea 60,400
S12-132-241	3022-24	Joint 14/20 ~ 14/35	100ea 149,900
S12-132-248	3022-26	Joint 19/22 ~ 19/38	100ea 204,500
S12-132-255	3022-28	Joint 24/25 ~ 24/40	100ea 295,800
S12-132-262	3022-30	Joint 29/26 ~ 29/42	100ea 517,200



Suba-seal Septa / Air-tight Seal 수바실 셴타

Cat.No.	Model	Joint Size	PK Price ₩
S12-132-333	3024-01	14/20 ~ 14/35	100ea 195,700
S12-132-340	3024-03	19/22 ~ 19/38	100ea 205,400
S12-132-347	3024-05	24/25 ~ 24/40	100ea 302,800
S12-132-354	3024-09	29/26 ~ 29/42	50ea 339,200

- 공기 및 수분에 민감한 화학 실험 사용시 적합
- Sleeve Type 보다 강력한 Air-tight Sealing 이 가능
- Red (빨간색) 천연고무로 만들어져 용매에 강한 내성
- 하부가 원형 톱니 모양으로 만들어져 완벽한 차단
- 고무의 탄성이 뛰어나 여러번 Injection 하여도 복원력이 뛰어나
- Chemglass



Economic Septum Stopper / Sleeve Septa 경제형 셴텀 / 슬리브 셴타

Cat.No.	Model	Joint Size	Color	PK Price ₩
S12-11-321	SS-E1420	14/20	White	100ea 33,700
S12-11-327	SS-E1922	19/22		100ea 43,300
S12-11-335	SS-E2440	24/40		100ea 50,600

- 천연 고무로 만들어져 용매에 강함
- Joint Size에 정확히 맞게 제작
- LK Labkorea



Sleeve Stopper / Sleeve Septa 슬리브 스톱퍼 / 슬리브 셴타

Cat.No.	Model	하부 od	상부 od	전체 높이	PK Price ₩
S12-339-106	38631006H	6 mm	11 mm	19 mm	100ea 65,800
S12-339-111	38631011H	11 mm	18 mm	22 mm	100ea 69,500
S12-339-113	38631013H	13 mm	17 mm	22 mm	100ea 82,700
S12-339-114	38631014H	14 mm	18 mm	26 mm	100ea 90,200
S12-339-116	38631016H	16 mm	25 mm	31 mm	100ea 84,700
S12-339-118	38630018H	18 mm	29 mm	33 mm	100ea 97,700
S12-339-124	38631024H	24 mm	30 mm	33 mm	100ea 187,700

- 재질 : Rubber
- LabPlasti®

