

Septum Stopper / Sleeve Septa, Kimble®

고무 셉텀 / 슬리브 셉타

- Plug-type의 고무 슬리브 스톱퍼
- NMR Tube의 Outgassing, Pressure Venting, 주사기를 이용해 내용물 주입시 사용
- Glassware의 Neck에 맞추어 사용하기 적합
- DWK Lifescience / Kimble®

Red Color, 빨간색 셉텀

Cat. No..	Model	규격	PK Price ₩
S12-137-123	774250-0007	OD 7 ~ 8 mm Tubing 용	50ea 88,400
S12-137-151	774250-0016	OD 16 ~ 17 mm Tubing 용	50ea 279,300

White Color, 흰색 셉텀

Cat. No..	Model	규격	PK Price ₩
S12-137-127	774261-0008	OD 9 ~ 10 mm Tubing 용	50ea 88,600
S12-137-147	774261-0014	Joint 14/20	50ea 81,800
S12-137-160	774261-0019	Joint 19/22	50ea 164,900
S12-137-159	774261-0024	Joint 24/40	50ea 218,400

- 최대 125℃에서 8시간까지 견딜 수 있음



Glass Joint Stopper with Drip Tip

글라스 조인트 마개, LukeGL®

Cat. No..	Model	Joint Size	EA Price ₩	PK Price ₩
S12-83-518	1400007	10/19	1,800	10ea 16,900
S12-83-525	1400010	12/21	1,900	10ea 17,200
S12-83-532	1400012	14/23	2,100	10ea 19,000
S12-83-539	1400014	19/26	3,000	10ea 27,800
S12-83-546	1400019	24/29	4,000	10ea 37,200
S12-83-549	1400021	24/40	5,800	10ea 54,100
S12-83-553	1400024	29/32	5,800	10ea 53,400
S12-83-556	1400026	29/42	6,800	10ea 63,500
S12-83-560	1400034	34/35	7,300	10ea 68,300
S12-83-563	1400036	34/45	10,100	10ea 93,700

- Borosilicate Glass 3.3
- Drip Tip & Hexagonal Head
- LukeGL®



Glass Joint Stopper

글라스 조인트 마개, LukeGL®

Cat. No..	Model	Joint Size	EA Price ₩
S12-100-118	7970046	7/16	4,700
S12-100-125	4671381	10/19	3,000
S12-100-132	4671382	12/21	3,300
S12-100-139	6258585	14/23	3,000
S12-100-146	6285856	19/26	4,100
S12-100-153	6204842	24/29	4,600
S12-100-160	6070533	29/32	5,500
S12-100-167	6289605	34/35	15,300
S12-100-174	4671383	45/40	21,900

- Borosilicate Glass 3.3
- Flat Bottom & Hexagonal Head
- LukeGL®



Amber Glass Stopper

갈색 글라스 조인트 마개, LukeGL®

Cat. No.	Model	Joint Size	EA Price ₩	PK Price ₩
S12-503-011	1122902	12/21	3,700	10ea 34,200
S12-503-015	1122902A	14/23	4,300	10ea 39,400
S12-503-019	1122903	19/26	6,000	10ea 55,900
S12-503-023	1122904	24/29	8,200	10ea 75,800
S12-503-027	1122905	29/32	11,400	10ea 106,500

- Borosilicate Glass 3.3
- LukeGL®

