

Digital Stopwatch 10시간 스톱워치

Cat.No.	Model	측정시간	분해능	EA Price ₩
S17-74-101	CL066	0~10시간	0.01초	14,500

- 10시간 스톱워치로 모든 구간에 0.01초의 분해능을 가짐
- 시간, 요일, 날짜 Display 및 알람기능
- Size : w58×d68×h17 mm
- ETL



Large Digital Stopwatch 대형화면 24시간 스톱워치, Traceable®

Cat.No.	Model	측정시간	분해능	정확도	EA Price ₩
S17-147-200	1051	0~30분/30분~24시	0.01초/0.1초	0.001%	63,700

- 방수 및 내충격성의 스톱워치 (Water & Shock Resistant)
- 시간, 요일, 날짜 Display 및 알람기능
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : 분리할 수 있는 집게형 Clip 기본 포함
- Size : w63×d76×h13 mm (5/8" 액정)
- Cole-Parmer / Traceable®



300 Memory Stopwatch - Timer 300 메모리 스톱워치 - 타이머, Traceable®

Cat.No.	Model	측정시간	분해능	정확도	EA Price ₩
S17-147-250	1052	0~24시	0.01초	0.001%	119,300

- 10시간 Count-down Timer 기능 내장 (1초~10시간)
- 24시간 스톱워치로 모든 구간에 0.01초의 분해능을 가짐
- Running Time, Cumulative-Split, Interval Split를 동시에 Display
- Countdown Timer로 사용시 종료 알람이 울린 이후, 설정한 시간이 지난 다음 반복하여 Timer를 계속 작동 시킬 수 있음
- 300개 까지 측정된 값을 저장 및 불러올 수 있음
- 방수 및 내충격성의 스톱워치 (Water & Shock Resistant)
- 시간, 요일, 날짜 Display 및 알람기능
- 구성 : 분리할 수 있는 집게형 Clip 기본 포함
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : w63×d76×h13 mm (1/4" 액정)
- Cole-Parmer / Traceable®



Waterproof Stopwatch 방수형 스톱워치, Traceable®

Cat.No.	Model	측정시간	분해능	정확도	EA Price ₩
S17-147-270	1042	0~30분/30분~24시	0.01초/1초	±8 sec/day	47,100

- 방수 및 내충격성의 스톱워치 (Water & Shock Resistant)
- 시간, 요일, 날짜 Display 및 알람기능
- 국내 소급가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Battery Type : 1.5V Button Cell
- Size : w63×d76×h13 mm (0.5" 액정)
- Cole-Parmer / Traceable®



Metal Stopwatch 메탈 스톱워치, Traceable®

Cat.No.	Model	측정시간	분해능	Size	EA Price ₩
S17-147-300	8529	0~24시	0.01초	Ø51 mm×L13 mm	192,700

- Start, Stop 및 Reset이 한버튼으로 이루어짐
- Cole-Parmer / Traceable®

