

Tuberculin Mini Glass Syringe 투베르쿨린 미니 유리 주사기, Glass Tip

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
S15-205-401	2600	0.25 ml	0.01 ml	263,900


- 재질 : Borosilicate Glass
- 0.25 ml의 소량용 주사기
- 읽기 쉬운 Calibration Line
- Matched Number가 기재되어 있음
- Technical Use Only (의료용 사용 불가)
- Cadence Science



Precision All Glass Syringe 정밀형 유리 주사기

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
S15-53-255	716819	1.00 ml	0.01 ml	150,700

- 정밀형 유리 주사기로 134°C 멸균 가능
- Metal Luer-Lock Tip
- 구성 : 유리 몸체, 유리 Plunger
- Poulten & Graf



Precision Syringe 정밀형 주사기


- 정밀형 주사기 134°C 멸균 가능
- 구성 : 유리 몸체와 메탈 Plunger 및 Tip
- Poulten & Graf

Metal Luer Tip, 루어 타입

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
S15-53-367	726217	0.50 ml	0.01 ml	290,200
S15-53-374	726219	1.00 ml	0.01 ml	290,200

Metal Luer-Lock Tip, 루어 락 타입


Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
S15-53-388	726417	0.50 ml	0.01 ml	290,200
S15-53-395	726419	1.00 ml	0.01 ml	290,200



Bladder Syringe / Ear Washing Syringe 세척용 주사기

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
S15-53-517	730051	100 ml	5 ml	629,300
S15-53-521	730052	150 ml	10 ml	696,100
S15-53-528	730053	200 ml	10 ml	696,100

- 구성 : 유리몸체, Metal Tip 2개, Metal Holding Bow
- Poulten & Graf



Pressure Control Syringe 압력 조절식 주사기

Cat. No.	Model	용량	눈금	EA Price ₩
S15-205-230	5339	2 ml	0.05 ml	316,700
S15-695-101	72-0881	3 ml	0.2 ml	175,200
S15-695-105	72-0882	5 ml	0.1 ml	194,600
S15-695-109	72-0883	10 ml	0.2 ml	218,000
S15-695-113	72-0884	20 ml	1 ml	295,800

- 점도가 있는 용액, Hard-to-penetrate와 같이 사용
- Large Comfortable Thumb and Finger Ring
- One Hand Operation이나 정밀하고 정확한 주입용
- Sansyo

