


Gas Tight Syringe 에서 계속...

Removable Needle Type

Cat. No.	Model	용량	Plunger Type	Needle od (Gauge)	길이	EA Price ₩
S14-165-351	3030554	5 ul	PTFE	0.47 mm (G26S)	51 mm	60,000
S14-165-355	3030676	10 ul				56,500
S14-165-359	3030604	25 ul				54,600
S14-165-363	3030605	50 ul				56,500
S14-165-367	3030606	100 ul				65,300
S14-165-371	3030366	250 ul				65,300
S14-165-375	3030607	500 ul		0.72 mm (G22)		67,000
S14-165-379	3030368	1.0 ml				68,800
S14-165-383	3030672	2.5 ml				72,300
S14-165-387	3030673	5.0 ml				77,600
S14-165-391	3030674	10 ml				88,200

Replacement Needle

Cat. No.	Model	용량	Needle od × 길이	길이	PK Price ₩
S14-165-901	3050072	5 ul	0.47 mm (G26S)	51 mm	3ea 39,900
S14-165-905	3050022	10 ul			3ea 28,300
S14-165-909	3050179	25 ul ~ 10 ml	0.72 mm (G22)		3ea 28,300
S14-165-913	3050036		0.72 mm (G22S)		3ea 28,300



Microsyringe for Agilent GC Autosampler Agilent GC 용 마이크로 실린지

- Agilent GC Autosampler 용 Microsyringe 로 완벽하게 대체 가능
- 요청에 의해 SS Plunger Type 에 Gold Coating 이 가능함
- 용도 : Sample 및 Aggressive Fluid의 Dosage
- Glass Barrel : Borosilicate 3.3
- Needle Length : 42 mm (AS Type)
- Setonic

Removable Needle Type

Cat. No.	Model	용량	Plunger Type	Needle od (Gauge)	길이	EA Price ₩
S14-165-101	3030151	0.5 ul	SS	0.64 mm (G23S)	42 mm	119,900
S14-165-105	3030152	1 ul		111,300		
S14-165-109	3030129	5 ul		0.47 mm (G26S)		78,100
S14-165-113	3030130			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)		78,100
S14-165-117	3030138	10 ul		0.64 mm (G23S)		65,400
S14-165-121	3030137			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)		65,400
S14-165-125	3030166		PTFE	0.64 mm (G23S)	65,400	
S14-165-129	3030165			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)	65,400	

Fixed Needle Type

Cat. No.	Model	용량	Plunger Type	Needle od (Gauge)	길이	EA Price ₩	
S14-165-201	3030128	5 ul	SS	0.64 mm (G23S)	42 mm	67,000	
S14-165-205	3030127			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)		67,000	
S14-165-209	3030126			0.47 mm (G26S)		67,000	
S14-165-213	3030136			0.64 mm (G23S)		44,600	
S14-165-217	3030135			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)		74,800	
S14-165-221	3030134			10 ul		0.47 mm (G26S)	44,000
S14-165-225	3030163	25 ul	PTFE	0.64 mm (G23S)	42 mm	51,200	
S14-165-229	3030164			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)		74,800	
S14-165-233	3030169			0.64 mm (G23S)		119,900	
S14-165-237	3030074			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)		141,100	
S14-165-241	3030170			50 ul		0.64 mm (G23S)	137,000
S14-165-245	3030175			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)		141,100	
S14-165-249	3030171	100 ul	PTFE	0.64 mm (G23S)	42 mm	154,100	
S14-165-253	3030176			0.64 ~ 0.47 mm (G23S-G26S)		183,500	

