


## Carbon Tape 도전성 카본 (양면접착식) 테이프

Cat. No	Model	Size	두께	EA Price ₩
T01-117-305	EST12050	5 mm×50 M	0.12 mm	19,900
T01-117-308	EST12080	8 mm×50 M		31,900
T01-117-310	EST12100	10 mm×50 M		39,900
T01-117-312	EST12120	12 mm×50 M		47,900
T01-117-320	EST12200	20 mm×50 M		79,800
T01-117-349	EST12250	50 mm×50 M		199,400

- 전기, 전도성 수지용
- 저항률
  - Surface : Less than  $0.3\Omega/\text{sq}$
  - Vertical : Less than  $0.1\Omega/\text{in}^2$
- LK Labkorea



## Polyimide Tape 캡톤 테이프

Cat. No	Model	Size	두께	접착제	EA Price ₩
T01-117-231	L626019	10 mm×33 M	0.025 mm	0.07 mm	9,700
T01-117-237	L626012	12 mm×33 M			11,600
T01-117-243	L626015	15 mm×33 M			14,500
T01-117-249	L626020	20 mm×33 M			19,300
T01-117-253	L626030	30 mm×33 M			29,000
T01-117-259	L626050	50 mm×33 M			48,200

- 내열온도 : 180 ~ 230°C
- 내전압 : 7000V
- 내열성, 전기 절연성 우수
- Class 100
- LK Labkorea



## Silicon Mildew Tape 실리콘 방수 테이프

Cat. No	Model	Size (폭)	길이	EA Price ₩
T01-3440-003	ST035	30 mm	5 M	2,200
T01-3440-005	ST055	50 mm		3,400

- 재질 : PVC, 투명
- 사용 후 테이프 끈적임 없이 제거 가능
- 칼과 가위로 손쉽게 원하는 모양으로 재단 가능
- 완벽한 방수력으로 오염 물질과 물기를 막아줌
- LK Labkorea



## Silicon Waterproof Tape 실리콘 (양면접착식) 방수 테이프

Cat. No	Model	Size (폭)	길이	EA Price ₩
T01-3440-013	ST135	30 mm, 2T	3 M	3,900
T01-3440-015	ST155	50 mm, 2T		6,200

- 재질 : PVC, 투명
- 사용 후 테이프 끈적임 없이 제거 가능 (세척 후 재사용 가능)
- 칼과 가위로 손쉽게 원하는 모양으로 재단 가능
- 아크릴 접착제 사용으로 강한 접착력
- LK Labkorea

