

Cryogenic Marking Pen

저온용 마킹펜

Cat. No	Model	색상	EA Price ₩
T01-218-751	Cryopen-26	Permanent Black	30,200

- Ultra Low Temperature에서도 색이 바래지거나 뭉개지지 않음
- Shamrock



Lab Marker

실험실용 마킹펜

Cat. No	Model	Description	PK Price ₩
T01-147-001	3050	Marking Pen Set for Laboratory	12ea 55,500

- 유리, 플라스틱 용기, 메탈, 라벨, 러버, 등에 사용 가능 (0.3 mm)
- 구성 : Black (6ea), Red (2ea), Blue (2ea), Green (2ea)
- Cole-Parmer



Lab Marker, Each

Cat. No	Model	Description	색상	EA Price ₩
T01-147-111	3051	Marking Pen	Black	4,900
T01-147-121	3052		Red	4,900
T01-147-131	3053		Blue	4,900
T01-147-141	3054		Green	4,900

Marking Pen for Teflon Vessel

테프론 전용 마킹펜

Cat. No	Model	Description	EA Price ₩
B04-1995-030	LMPN-001	Marking Pen (Color : Black)	8,400
B04-1995-035	LSPCR-001	Sponge Cleaner	8,400

- 테프론 전용펜으로 테프론 용기 표면에 마킹시 적합
- LK Labkorea



Autoclave Tape

멸균 테이프

Cat. No	Model	Size (폭)	길이	EA Price ₩
T01-11-250	STT-1222-1N	1" (25.4 mm)	55 M	20,700

- 멸균 완료 후 백색선이 갈색으로 변하여 멸균 확인
- 3M



Dry Heat Sterilizer Indicator Tape

건열 멸균 감지 테이프

Cat. No	Model	Type	Size	PK Price ₩
T01-215-101	2-6419-01	D-L	w 19×L 32 mm	500ea 97,100

- 건열 멸균이 끝난후 색상이 핑크에서 갈색으로 변함
- 변색 온도 및 시간 : 160°C / 180분, 180°C / 30분
- Universal

