

Temperature Data Logger, Traceable® 2채널 온도 데이터 로거

- 백신 보관 및 관리를 위한 CDC(미국질병통제예방센터) 요구 사항에 충족
- 최대 10개의 알람 & 이벤트 확인 및 온도 데이터 저장
- 별도의 소프트웨어 필요없이 USB로 데이터(CSV) 전송 및 각 온도계에 고유 ID지정
- 0.01°C의 분해능으로 정확한 온도 모니터링 가능
- Bottle Probe(비독성 글리콜)는 온도의 급격한 변화를 제거하고 중요 샘플의 모니터링에 적합
- 저장갯수 : 525,600개, 21 CFR 11(FDA 규칙 호환) 제품류는 1,000,000개
- Memory-Loc™ : 기기안에 저장되어진 데이터의 삭제 및 수정 불가능, Memory full → 기기교체
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : w70 x d108 x h19mm, 센서길이 : 3m
- 구성 : Batteries, Universal Adapter, Stand, Magnetic Strips, Wall mount, Traceable® Certificate
- Cole-Parmer / Traceable®

Refrigerator / Freezer Memory-Loc™
-50.00 to 70.00°C, 분해능 : 0.01°C, 정밀도 : ±0.25°C

Cat. No	Model	온도 Probe Type	EA Price ₩
T22-147-348	6432	1 Bullet	294,900
T22-147-352	6433	2 Bullet	320,100
T22-147-356	6430	1 Bottle	306,900
T22-147-360	6431	2 Bottle	326,700
T22-147-364	6434	1 Bottle & 1 Bullet	328,200
T22-147-368	6437	1 Vaccine Bottle	308,400
T22-147-372	6438	2 Vaccine Bottle	331,700
T22-147-376	6435	1 Stainless Steel	331,700
T22-147-380	6436	2 Stainless Steel	356,900
T22-147-384	6450	1 Plastic Bottle	294,100
T22-147-388	6451	2 Plastic Bottle	319,200

Ultra Low Freezer Memory-Loc™
-90.00 to 105.00°C, 분해능 : 0.01°C, 정밀도 : ±0.2°C

Cat. No	Model	온도 Probe Type	EA Price ₩
T22-147-428	6426	1 Stainless Steel	423,300
T22-147-432	6427	2 Stainless Steel	455,400

Mini Temperature Data Logger, Traceable® 소형 1채널 온도 데이터 로거

Cat. No	Model	알람 경보 표시	Size	EA Price ₩
T22-147-444	6540CC	Yes	w65 x d34 x h8.9mm	172,200
T22-147-448	6548CC	No	w51 x d25.5 x h12.7mm	115,700

- 소형의 자재 운송 중 온도 모니터링에 완벽한 온도 데이터 로거
- 현재 온도, 최소/최대 온도, 기록 누적 기간, 알람 작동 누적 기간
- 기본 저장된 설정외에 설정 변경, 재시작 및 Data 다운로드를 위해서는 약세사리 필요(별매)
- 데이터 기록을 중지시키거나 7680 데이터 저장후 정지된 기기는 MaxiThermal Software를 통해 재부팅해야만 다시 사용가능
- 소프트웨어를 통하여 Alarm(1°C변경가능) 및 기록주기(2초에서 24시간) 및 설정 변경 가능
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Cole-Parmer / Traceable®

공통 Specification

사용온도	-35 to 50°C
분해능	0.1°C
정밀도	±0.2°C (0 to 10°C), ±1°C otherwise

Optional Accessories

Cat. No	Model	Description	PK Price ₩
T22-147-452	6580	MaxiThermal Software for 6540 & 8548	1ea 458,300
T22-147-456	6570	Logger-Trac™ Cradle/Cable for 6540	1ea 159,600
T22-147-460	6545	Logger-Trac™ Paper sleeves for 6540 (100/pk)	100ea 82,200
T22-147-464	6549	Cradle and USB cable for 6548	1ea 151,400



Bullet



Bottle



Vaccine Bottle



Stainless Steel

Refrigerator / Freezer (21 CFR 11), Memory-Loc™
-50.00 to 70.00°C, 분해능 : 0.01°C, 정밀도 : ±0.25°C

Cat. No	Model	온도 Probe Type	EA Price ₩
T22-147-392	6442	1 Bullet	335,300
T22-147-396	6443	2 Bullet	364,000
T22-147-400	6440	1 Bottle	349,600
T22-147-404	6441	2 Bottle	374,800
T22-147-408	6444	1 Bottle & 1 Bullet	373,000
T22-147-412	6447	1 Vaccine Bottle	347,800
T22-147-416	6448	2 Vaccine Bottle	369,400
T22-147-420	6445	1 Stainless Steel	373,000
T22-147-424	6446	2 Stainless Steel	405,300

Ultra Low Freezer (21 CFR 11), Memory-Loc™
-90.00 to 105.00°C, 분해능 : 0.01°C, 정밀도 : ±0.2°C

Cat. No	Model	온도 Probe Type	EA Price ₩
T22-147-436	6428	1 Stainless Steel	459,000
T22-147-440	6429	2 Stainless Steel	491,300



6540CC



6548CC

Pre-programmed Setting / 공장 출하 기본 설정값

Model	6540CC	6548CC
Alarm Setting	Minimum: 2°C, Maximum: 8°C (온도범위, +2 to 8°C)	
Recording Duration	30 일	
Recording Interval	5 minutes 33 seconds	
User Stop Key	Enable	
Start Delay	0 min	15 min
Quarantine Warning	Disable	기능없음



6545



6570



6549