

**Precision Digital Thermometer, Traceable®**  
**정밀형 디지털 온도계**

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	EA Price ₩
T22-147-025	4000	-50 ~ 150°C	0.0001°C	920,500

- ±0.05°C의 정밀도를 가진 정밀형 온도계
- 최저/최고 온도 저장 및 Hold 버튼
- 12.7 mm 높이의 Bright, High-contrast LCD Display
- 초당 3번의 Reading값을 Update함
- Probe Size : Ø3.2×L160 mm (전체 230 mm), 1.5 m Cable
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : 본체 Probe, 9 V Battery, Case, 성적서
- Size : w89×d140×h32 mm
- Cole-Parmer / Traceable®

**Optional Accessory**

Cat. No	Model	Description	EA Price ₩
T22-147-618	4111	Replacement Probe, Ø76×L228mm 1.6m Cable	170,400
T22-147-640	4099	Data Acquisition System Software	832,000
T22-147-644	4236	AC Adapter	71,700



**Dual Channel Thermometer, Traceable®**  
**2 채널 디지털 온도계, K-type 온도 센서**

Cat. No	Model	온도 범위	Type	EA Price ₩
T22-147-043	4137	-50 ~ 1230°C	RS232 내장형	383,700

- 2개의 Probe를 연결하여 동시에 온도를 같이 확인할 수 있음
- 분해능 : 0.1°C / 1°C Selectable
- 정밀도(Meter Only) : ±0.75% +1°C
- 최고/최저값, 평균값 및 측정값 Hold 기능
- 제공되는 프로브(K-type) : -40~250°C 에서는 연속으로 사용 또는 300°C 단기간 사용가능
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : Meter, Instant Probe 2개 (1.2 m Cable), 9 V Battery, Case, 성적서
- Size : w76×d178×h32 mm
- 추가적인 온도 센서는 1100 Page 참조
- Cole-Parmer / Traceable®

**Optional Accessory**

Cat. No	Model	Description	EA Price ₩
A06-147-205	4136	Data Acquisition System Software	224,100
E04-619-09V	9V건전지	9V/건전지/BEXEL	2,600



**Digital Thermometer with Recorder Output, Traceable®**  
**디지털 온도계, 레코더용 mV 출력 내장, K-type 온도 센서**

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	EA Price ₩
T22-147-052	4134	-50 ~ 1300°C	0.1°C (200°C미만)	281,600

- Chart Recorder, Strip Recorder와 연결 가능
- 온도 범위 : -50 ~ 1300°C (단, Probe : -40 ~ 250°C)
- 정밀도 (Meter Only) : ±0.3%+1°C
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : Meter, 1.2 m Instant Probe, 9 V Battery, Recorder Output Jack, 성적서
- Size : w70×d134×h32 mm
- 추가적인 온도 센서는 1100 Page 참조
- Cole-Parmer / Traceable®

