

Digital Thermometer, Traceable® 디지털 온도계, K-type 온도 센서

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	EA Price ₩
T22-147-061	4015	-200 ~ 1370°C	0.1°C & 1°C	298,900

- 온도 범위 : -200 ~ 1370°C (단, Probe : -40 ~ 250°C)
- 정밀도 : ±1°C (-50 ~ 740°C), 나머지 온도범위 ±2°C
- 반응속도 : 1초에 2번 측정값 Display
- 최고/최저값, Alarm 및 Light 기능
- Count up Timer 기능 : 1 min ~ 23 hr 59 min
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : Meter, 1.2 m Instant Probe, 3 AAA Battery, 성적서
- Water-Resistant Case • Size : w89×d178×h38 mm
- 추가적인 온도 센서는 1100 Page 참조
- Cole-Parmer / Traceable®



RTD Platinum Thermometer, Traceable® 정밀형 디지털 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	EA Price ₩
T22-147-070	4132	-100°C ~ 300°C	0.01°C	695,400

- Platinum RTD Stainless Steel Probe를 사용하는 고정밀형 온도계
- 정밀도 : ±(0.1% + 0.2°C) below 200°C
±(0.15%+0.5°C) otherwise
- 반응속도 : 1초에 2.5번 측정값 Display
- IP67 Waterproof
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : Meter, Probe, 9 V Battery, 성적서
- Size : w76×d178×h32 mm
- Cole-Parmer / Traceable®

Optional Accessory

Cat. No	Model	Description	EA Price ₩
T22-147-660	4133	Replacement Probe	228,000
H05-147-570	4138	AC Adapter, 115V	91,400



Platinum Freezer Thermometer, Traceable® Pt 타입 디지털 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	EA Price ₩
T22-147-079	4230	-99 ~ 199.9°C	0.1°C	143,500

- Freezer, Refrigerator, Water Bath등의 온도 확인용으로 적합
- 3 m의 Probe Cable은 굵기가 얇아 문이 있는 장비에 사용하기 적합
- Probe Holder나 Meter 모두 마그네틱 Clip 장착
- Probe Size : Ø3.2×L150 mm, 3 m Cable
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : Meter, Pt100 Probe, Case, 9 V Battery, 성적서
- 정밀도 : ±2°C • Size : w70×d108×h19mm
- Cole-Parmer / Traceable®



Memory Monitoring Thermometer, Traceable® 최고/최저 기록형 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-088	4048	-50°C ~ 70°C	1°C	±1°C	107,600

- 현재 온도 및 최고, 최저 온도를 동시에 Display
- Flip-open Stand 및 마그네틱 내장
- 최고/최저 온도 및 Alarm기능
- Probe는 물속에 담그어 놓을 수 있음 (Ø4.75×L19mm, 3M Cable)
- Size : w70×d108×h19 mm
- Cole-Parmer / Traceable®

