

## Waterproof Thermometer, Traceable® 방수형 포켓 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-151	4039	-50 ~ 300°C	0.1°C	±1°C	86,000

- 분해능 : 0.1°C (-19.9 ~ 199.9°C), 그 외 온도 범위는 1°C
- 정밀도 : ±1°C (-20 ~ 100°C)
- 최고/최저 기록, 방수 및 Drop-proof 기능
- Stainless Steel Probe : Ø3.6×L127 mm
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : Ø45×h13 mm, 3m Cable
- Cole-Parmer / Traceable®



## Waterproof Food Thermometer, Traceable® 방수형 포켓용 디지털 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-160	4420	-50 ~ 300°C	0.1°C	±1.5°C	52,400


- 최고/최저 기록 및 방수 기능
- 분해능 : 0.1°C (-20°C ~ 200°C), 그 외 온도 범위는 1°C
- Probe Holder, Key Chain, Lanyard 기본포함
- Stainless Steel Probe : Ø3.6×L89 mm
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : h184 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



## Flip Stick Thermometer, Traceable® 포켓용 디지털 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-169	4372	-50 ~ 300°C	0.1°C	±1°C	65,400

- 최고/최저 기록 및 Hold 기능
- 분해능 : 0.1°C (-20 ~ 200°C), 그 외 온도 범위는 1°C
- 정밀도 : ±1°C (-20 ~ 100°C)
- Stainless Steel Probe : Ø3.6×L114 mm
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : w38×d16×h152 mm (센서를 폼을 경우 h279 mm)
- Cole-Parmer / Traceable®



## Memory / Waterproof Thermometer, Traceable® 포켓형 디지털 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-178	4373	-50 ~ 300°C	0.1°C	±1°C	98,700

- 10개 까지의 측정값 저장기능
- 방수, 최고/최저 기록, Hold, High/Low Alarm 기능
- 분해능 : 0.1°C (-20 ~ 200°C), 그 외 온도 범위는 1°C
- 정밀도 : ±1°C (-20 ~ 200°C)
- 최고/최저 기록, 방수 및 Drop-proof 기능
- Stainless Steel Probe : Ø4.8×L190 mm
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : w73×d26×h168 mm, 0.56 m Cable
- Cole-Parmer / Traceable®

