

Waterproof Food HACCP Thermometer, Traceable®
방수형 다기능 디지털 온도계, HACCP 온도계

Cat. No	Model	온도범위		EA Price ₩
		적외선방식	탐침방식	
T22-147-082	4364	-55 ~ 250°C	-55 ~ 330°C	312,000

- 분해능 : 0.2°C (-10 ~ 200°C), 그 외 온도범위는 1°C
- 정밀도 : 적외선방식 : ±2%
- 탐침 방식 : ±1°C (-5°C 이하), ±0.5°C (-5°C ~ 65°C), ±1% (65°C 이상)
- HACCP Zone 표시
 - 4°C 이하, 60°C 이상은 녹색표시
 - 4~60°C 사이는 적색표시 (미생물 분석)
- Stainless Steel Probe : 3.6×170 mm
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : w165×d38×h25 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



Portable Thermometer, Traceable®
휴대용 디지털 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-187	4430	-50.0 ~ 300.0°C	0.1°C	±1°C	75,300

- 최고/최저 기록, Hold, High/Low Alarm 기능
- Benchtop용 Stand 기본 내장
- 분해능 : 0.1°C (-19.9 ~ 199.9°C), 그 외 온도 범위는 1°C
- 정밀도 : ±1°C (-30 ~ 250°C), 그 외 온도 범위는 ±2°C
- Stainless Steel Probe : Ø3.5×L190 mm
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size: w64×d13×h121 mm, 1 m Cable
- Cole-Parmer / Traceable®



Big Digit Thermometer, Traceable®
탁상용 디지털 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-196	4142	-50.0 ~ 70.0°C	0.1°C	±1°C	68,200

- 28 mm 높이의 Digital Display
- 내/외부의 상/하 알람 설정 가능 (4 Alert Alarm)
- 물속에 넣을 수 있는 외부센서: Ø4.75×L20.3 mm, 1 m Cable
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size: w102×d102×h16 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



Digital Thermometer, Traceable®
디지털 온도계 / 디지털 온습도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	Probe	EA Price ₩
T22-147-501	6400	-30.0 ~ 70.0°C	0.1°C	Bottle	627,000

- 최대 5,900,000개의 데이터 저장, 저장 공간 부족 시 SD Memory Card 교체
- Display : 외부 Probe 온도, 외부 온도, 내부 습도, 시간
- 날짜, 시간, 샘플링 시간(1초 ~ 12시간), 온도 측정 단위, High/Low Alarm 기능
- 자동 전원 끄기 기능이 있어 효율적으로 사용할 수 있음
- Model No. 6400 : Bottle Probe, 급격한 온도 변화에 대하여 완충 역할
- Accuracy : ±0.5°C (0 ~ 25°C), ±0.6°C (25 ~ 50°C), ±1.2°C (그 외 온도 범위)
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : SD Memory Card, USB Memory Card Reader, Magnetic & Hook and Loop Mounting Strips, Bench Stand, Power Adapter, 3 AA batteries, Traceable® Certificate
- Cole-Parmer / Traceable®

