

Dual Thermometer, Traceable® 듀얼 디지털 온도계

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	Probe	EA Price ₩
T22-147-207	4306	-50 ~ 70°C	0.1°C	Bottle	130,500
T22-147-209	4307			일반형	78,900

- 냉장/냉동고 안의 두 독립된 공간의 온도를 체크할 때 적합
- 셋트 온도보다 높거나 낮을 경우 알람 울림. 1도 단위로 셋 가능
- Probe 는 일반형과, Bottle 타입 2종류
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 분해능 : 0.1°C, 정확도 : ±1.0°C
- Cable : 3.5 ft (107 cm)
- Cole-Parmer / Traceable®



Refrigerator & Freezer Thermometer with Triple Display 냉장고 및 냉동고용 온도계, Traceable®

Cat. No	Model	포함센서	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-472	4727	Bullet	-50 ~ 70°C	0.1°C	±0.5°C	131,400
T22-147-474	4227	Bottle				147,500

- Triple Display : 현재 온도, 최대 측정 온도, 최소 측정 온도
- Model No. 4727 : 기본형 Bullet Type 온도 센서
- Model No. 4227 : Bottle Insulated 온도 센서, 급격한 온도 변화에 대하여 완충 역할
 - Enclosed Temperature-buffered Sensor
 - Nontoxic Glycol로 채워진 미니병(Ø25.4 x h63.5mm)에 밀봉되어 공급
- Size : w 82.6 x 15.9 x 63.5mm (ABS 재질), Sensor Cable 길이 : 3m
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- 구성 : 본체, Velcro®, Magnetic Strips, Traceable® Certificate, AAA Battery
- Cole-Parmer / Traceable®



4727



4227

Pocket Infrared Thermometer with Pocket Clip 포켓용 클립식 적외선 온도계, Traceable®

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-214	4480	-33 ~ 220°C	0.1°C	±1°C + 2%	95,900

- Field of View : 1 : 1 (측정거리 : 물체크기)
- Fixed Emissivity : 0.95 (방사율값)
- Hand Pocket Clip, Key-Chain 및 끈 포함
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : Ø19 x L83 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



Infrared Thermometer with Memory & Alarm 소형 적외선 온도계, Traceable®

Cat. No	Model	온도 범위	분해능	정밀도	EA Price ₩
T22-147-232	4472	-20 ~ 420°C	1°C	±2°C or ±2%	330,000

- Backlighting, 최고, 최저, Hold, 온도차이, 평균값 기능
- 9 Memory와 High/Low Alarm 기능
- Field of View (측정거리 : 물체크기 = 8 : 1)
- Emissivity : 0.3 ~ 1.0 (방사율값)
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : w152 x d51 x h32 mm, 9 V Battery
- Cole-Parmer / Traceable®

