

Dounce Tissue Grinder, All Glass 에서 계속...

DUALL® with PTFE Pestle & Kimcote® Glass Tube ⑤

Cat. No	Model	Working Capacity	Pestle Shaft	EA Price ₩
T24-137-091	885480-0020	1 ml	od4.5 mm	255,700
T24-137-095	885480-0021	3 ml	od6 mm	255,700
T24-137-099	885480-0022	5 ml		287,500
T24-137-103	885480-0023	15 ml	od10 mm	326,700
T24-137-107	885480-0024	30 ml		374,100
T24-137-111	885480-0025	50 ml		535,400

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Conical형과 Cylindrical형이 결합된 형태
- PTFE 재질의 Pestle은 뇌, 간과 같은 연조직과 사용하기에 적합
- Pestle과 Tube 사이의 공간 : 0.010 ~ 0.015 mm

DUALL® All Glass with Screwcap ⑥


Cat. No	Model	Working Capacity	Pestle Shaft	EA Price ₩
T24-137-115	885350-0021	3 ml	od6 mm	283,300
T24-137-119	885350-0022	5 ml	od8 mm	287,500
T24-137-123	885350-0023	15 ml	od10 mm	317,700

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Conical형과 Cylindrical형이 결합된 형태
- Conical 부분은 초기 샘플 분해에 알맞으며, Cylindrical 부분은 마지막 파쇄액 (Homogenate)와 사용하기에 적합
- PTFE/Rubber-Lined Screw Cap이 있어 원심분리, 파쇄액 저장에 용이
- Pestle과 Tube 사이의 공간 : 0.010 ~ 0.015 mm

DUALL® PTFE Pestle & Glass Tube with Screwcap

Cat. No	Model	Working Capacity	Pestle Shaft	EA Price ₩
T24-137-127	885380-0021	3 ml	od6 mm	451,400
T24-137-131	885380-0022	5 ml		540,200
T24-137-135	885380-0023	15 ml		492,200

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Pestle은 PTFE, Shaft는 SUS 재질로 이루어져 있음
- Conical 부분은 초기 샘플 분해에 알맞으며, Cylindrical 부분은 마지막 파쇄액 (Homogenate)와 사용하기에 적합
- PTFE/Rubber-Lined Screw Cap이 있어 원심분리, 파쇄액 저장에 용이
- Pestle과 Tube 사이의 공간 : 0.010 ~ 0.015 mm

Potter-Elvehjem Tissue Grinder, Kimble®
포터 타입 티슈 그라인더

- DWK Lifescience / Kimble®

Potter-Elvehjem with All Glass ①

Cat. No	Model	Working Capacity	Pestle Shaft	EA Price ₩
T24-137-155	885500-0019	1 ml	od5 mm	267,600
T24-137-159	885500-0021	5 ml	od6 mm	211,600
T24-137-163	885500-0022	8 ml	od8 mm	235,100
T24-137-167	885500-0023	17 ml	od10 mm	250,600
T24-137-171	885500-0024	45 ml		262,500

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- Design for a Motor Drive Using a 788000-0021 Stirrer Adapter
- Pestle과 Tube 사이의 공간 : 0.010 ~ 0.015 mm

Anodized Aluminum Stirrer Adapter

Cat. No	Model	Shaft Diameter	재질	EA Price ₩
T24-137-995	788000-0021	8 ~ 10 mm	Anodized Aluminum	86,500
T24-137-997	788010-0021		Polyacetal	86,500



다음 페이지에서 계속...