

Microscale Tissue Grinder Kit, Kimble® 마이크로 티슈 그라인더 키트

Cat. No	Model	Description	EA Price ₩
T24-137-239	884900-0000	Microscale Tissue Grinder Kit	1,375,400

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- HDPE Case 내에 7 종류의 Microscale Tissue Grinder가 포함되어 있는 Kit 제품
- 뇌, 간과 같은 연조직부터 결합조직까지 사용 가능
- 적은 양의 Tissue를 분쇄하기 때문에 열 발생, 효소 활성을 줄임
- DWK Lifescience / Kimble®

구성 Components

Cat. No	Model	Description	PK Price ₩
T24-137-019	885300-0002	Dounce Tissue Grinder, 0.5 ml ①	1ea 367,100
T24-137-091	885480-0020	Conical Tissue Grinder, with PTFE Pestle, 1 ml ②	1ea 255,700
T24-137-139	885490-0017	Conical Micro Tissue Grinder, with Screw Cap, 0.3 ml ③	1ea 261,900
T24-137-039	885470-0000	Conical Micro Tissue Grinder, 0.2 ml ④	6ea 755,900
T24-137-155	885500-0019	Potter-Elvehjem Tissue Ginder, 1 ml ⑤	1ea 267,600
T24-137-199	886000-0019	Potter-Elvehjem Tissue Grinder, with PTFE Pestel, 1 ml ⑥	1ea 253,600
T24-137-223	885000-0002	Tenbroeck Tissue Grinder, 2 ml ⑦	1ea 216,300



Tissue Grinder 티슈 그라인더

- Borosilicate Glass 3.3
- 모터 교반용에 적합함 (Pestle Shaft의 재질은 $\varnothing 6.5$ mm Stainless Steel)
- Clearance : Approx. 0.15 mm
- Cowie

Glass Vessel

Cat. No	Model	Capacity	Size	EA Price ₩
T24-450-111	011.102	2 ml	$\varnothing 8 \times 120$ mm	55,600
T24-450-115	011.105	5 ml	$\varnothing 12 \times 135$ mm	64,700
T24-450-119	011.110	10 ml	$\varnothing 15 \times 150$ mm	68,800
T24-450-123	011.115	15 ml	$\varnothing 19 \times 155$ mm	77,100
T24-450-127	011.130	30 ml	$\varnothing 25 \times 175$ mm	90,500
T24-450-131	011.150	50 ml	$\varnothing 32 \times 195$ mm	111,900

Teflon Pestle, Plain Type

Cat. No	Model	Capacity	Size	EA Price ₩
T24-450-211	011.202	2 ml	h230 mm	27,400
T24-450-215	011.205	5 ml	h235 mm	26,700
T24-450-219	011.210	10 ml	h270 mm	27,700
T24-450-223	011.215	15 ml	h270 mm	35,600
T24-450-227	011.230	30 ml	h270 mm	43,800
T24-450-231	011.250	50 ml	h270 mm	55,500

Teflon Pestle, Serrated Tip

Cat. No	Model	Capacity	Size	EA Price ₩
T24-450-311	011.302	2 ml	h230 mm	28,600
T24-450-315	011.305	5 ml	h235 mm	28,300
T24-450-319	011.310	10 ml	h270 mm	29,300
T24-450-323	011.315	15 ml	h270 mm	38,200
T24-450-327	011.330	30 ml	h270 mm	46,500
T24-450-331	011.350	50 ml	h270 mm	58,500

