

Laboratory Blender 실험실용 분쇄기, 4 L

Cat. No.	Model	Container	Motor	EA Price ₩
B06-74-096	LBC15	SUS	3.75 Hp	5,315,700

- 속도 가변형 : Three Speed (20800, 18000, 15800 rpm)
- 2610C Container는 Cooling Water를 위한 Jacket Base를 가지고 있음
- Power : 120V, 60 Hz (240V용도 공급 가능)
- Waring



Accessory for Waring Blender 실험실용 분쇄기 악세서리

- Waring

1 L S.S Container 와 S.S One-Piece Lid ①

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B06-74-126	SS610	For All 1 L Blender	544,600

- SS610을 2 L에 사용하려면 AD2 어댑터가 필요함,
4 L에 사용하려면 AD1 어댑터가 필요함
- SS810은 2 L용 Only

Dry Blending Container ②

Cat. No.	Model	용량	Description	EA Price ₩
B06-74-138	SS115	500 ml	For All 1 L Blender	1,404,900

- 4 L Blender와 사용시 AD1 어댑터가 있어야함

Mini Container (Standard Type용) ③

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B06-74-144	MC1	12 ~ 37 ml SUS Container	682,500
B06-74-150	MC2	37 ~ 110 ml SUS Container	697,500
B06-74-156	MC3	50 ~ 250 ml SUS Container	773,100

Blending Assembly and Variable Speed Controller

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
B06-74-184	AD1	4 L 용 Adapter ④	1,032,600
B06-74-214	LA1	1000 rpm ~ Max, 1 & 2 L Blender용 ⑤	2,034,400



Crushed Mill은 714 ~ 715 Page 참조

