


Glass Spotting Tile 스포팅 트레이

Cat. No	Model	용량	Cavity 수	EA Price ₩
T09-59-123	473500	약 0.2 ml	12개	180,600

- Sodalime Glass
- Size : w130×d100×h6 mm
- Cavity Size : Ø20 ~ 22 mm, Depth : 2 mm
- Brand GmBH



PP Spotting Tile PP 스포팅 트레이

Cat. No	Model	홀수	Size	EA Price ₩
T09-20-123	41339008	12	w115×d95 mm	4,220

- 약 1 ml 용량의 홀 (Cavity)이 12개임 (Depth : 4 mm)
- LabPlasti®



Porcelain Plate with Cavities 자제 홀 플레이트

Cat. No	Model	홀	Size	EA Price ₩
T09-128-201	263a/5	6개, Ø25 mm	w112×d81 mm	14,200
T09-128-203	263a/6	12개, Ø17 mm	w115×d91 mm	15,900

- 재질 : Porcelain, Max.1000°C 내열
- Jipo



Disposable PVC Reaction Tray 일회용 반응판

Cat. No	Model	홀수	Size (w×d)	EA Price ₩	PK Price ₩
T09-215-010	908-01	10개	81×156 mm	1,000	200ea 196,600
T09-215-020	908-02	6개	81×101 mm	800	200ea 158,900

- 재질 : PVC, -30 ~ 70°C 내열
- Hole Size : Ø18 mm
- Universal



PTFE Reaction Tray PTFE 테프론 반응판

Cat. No	Model	홀수	홀	Size, wxdxh / 깊이	EA Price ₩
T09-64-251	F1110-001	12개	Ø20 mm	130x100x4 mm / 1.6mm	371,700
T09-64-253	F1110-002		Ø25 mm	130x100x4 mm / 1.6mm	444,700
T09-64-255	F1110-003		Ø30 mm	150x115x4 mm / 1.6mm	493,900
T09-64-257	F1110-004		Ø35 mm	155x130x4 mm / 1.6mm	544,800

- 재질 : PTFE, -200 ~ 280°C 내열
- 불투명 PTFE 테프론 재질로 최상의 내화학성 가짐
- 테프론 재질의 12 Place 반응판
- Flon Industry

