

## Conical Centrifuge Tube 코니칼 원심관

- 재질 : PP Tube (우수한 내구력) / PE Cap
- Electro Beam Sterilization (DNase, RNase Free, Non-Pyrogenic)
- RCF Rating : 15 ml / 12000 xg, 50 ml / 16000 xg
- 지퍼백 내포장으로 재밀폐 가능 (오염 방지)
- Writing Area : 필름코팅처리로 마킹 용이
- 내용물 유출을 최소화하는 누출 방지 마개
- LK Labkorea

### Bulk Pack 포장

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	내포장	CS Price ₩
T16-61-015	CT20015	15 ml	17 × 120 mm	50ea/pk	500ea 65,500
T16-61-050	CT20050	50 ml	30 × 115 mm	25ea/pk	500ea 84,300

### Plastic Rack 포장

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	내포장	CS Price ₩
T16-61-019	CT30015	15 ml	17 × 120 mm	32ea/Rack	320ea 74,500
T16-61-059	CT30050	50 ml	30 × 115 mm	21ea/Rack	210ea 74,500



Cell Strainer는  
438 Page 참조



## Conical Centrifuge Tube 코니칼 원심관

- 재질 : PP Tube / HDPE Closure, Autoclavable (Only Tube)
- USP Class VI 인증된 Medical Grade Resin 사용
- 사용온도 : -80℃, Max RCF : 16000 xg
- Sterile : DNase, RNase & Pyrogen Free
- 포장 : 25ea/pk, 20pk/cs (단, T546041-R과 T546061-R은 25ea/pk, 12pk/cs)
- Tarsons

### 코니칼 원심관, Clear PP ①

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	Type	CS Price ₩
T16-46-713	T546021-B	15 ml	17.3 × 120.5 mm	Bulk	500ea 114,900
T16-46-733	T546041-B	50 ml	29.3 × 116 mm		500ea 157,600
T16-46-717	T546021-R	15 ml	17.3 × 120.5 mm	Racked	500ea 138,300
T16-46-735	T546041-R	50 ml	29.3 × 116 mm		300ea 109,200

### 갈색 코니칼 원심관, Amber PP ②

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	Type	CS Price ₩
T16-46-721	T546051-B	15 ml	17.3 × 120.5 mm	Bulk	500ea 125,800
T16-46-741	T546061-B	50 ml	29.3 × 116 mm		500ea 185,900
T16-46-723	T546051-R	15 ml	17.3 × 120.5 mm	Racked	500ea 150,800
T16-46-743	T546061-R	50 ml	29.3 × 116 mm		300ea 126,100



## Conical Centrifuge Tube, Large Capacity 대용량 코니칼 원심관

Cat. No.	Model	용량	Type	CS Price ₩
T16-491-021	622001	250 ml	Bulk	102ea 170,100
T16-491-031	623001	500 ml		36ea 117,700
T16-491-042	622002	250 ml	Racked	24ea 82,300
T16-491-052	623002	500 ml		24ea 117,700

- 재질 : PP Body, HDPE Cap -80 ~ 120℃ 내열
- Max. RCF : 7,000G
- Sterile : DNase/RNase-free, Pyrogen-free
- LK Labkorea



- Centrifuge Bottle은 140 Page 참조

