

### Microtube with Screw Cap, Sterile 멸균 스크류 캡 마이크로 튜브


- 재질 : PP, -80 ~ 121 °C 내열, Autoclavable,
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogenic Free
- O-ring이 삽입되어진 Screw Cap을 사용하여 시료의 누수 및 오염을 방지
- 일반 캡과 루프탑 캡 타입을 선택할 수 있음
- Flat Bottom (Skirted, Self-standing)과 Conical Bottom
- LK Labkorea

#### 일반 캡 일체형 마이크로 튜브

Cat. No.	Model	용량	Bottom	Body	Cap	PK Price ₩
T16-61-100	204001N	0.5 ml	Flat ①	Clear	Clear	500ea 79,500
T16-61-120	204017N	1.5 ml	Conical ②			500ea 63,000
T16-61-141	204033N	2.0 ml	Flat ③	Clear	White	500ea 56,000
T16-61-142	204033W				Blue	500ea 63,000
T16-61-145	204033B				Green	500ea 63,000
T16-61-148	204033G				Yellow	500ea 63,000
T16-61-157	204033Y				Amber	500ea 68,000
T16-61-160	204047A				Amber	500ea 68,000

#### 루프탑 캡 일체형 마이크로 튜브

Cat. No.	Model	용량	Bottom	Body	Cap	PK Price ₩
T16-61-204	204040N	2.0 ml	Flat ④	Clear	Clear	500ea 88,000




### Microtube with Screw Cap & Plug Seal 마이크로 튜브, Silicon Free & Non-graduated

Cat. No.	Model	용량	Bottom	CS Price ₩
C25-59-260	780700	0.5 ml	Flat	1000ea 286,700
C25-59-264	780701			1000ea 286,700
C25-59-268	780702	1.5 ml	Conical	1000ea 286,700
C25-59-272	780703			1000ea 286,700
C25-59-276	780704	2.0 ml	Conical	1000ea 286,700
				1000ea 286,700

- 재질 : PP Tube, PE Cover Thread
- Temp. Range : -90 °C ~ 100 °C
- Max. RCF : 17000 g (with base, Flat) / 20000 g (without base, Conical)
- Cap과 Tube를 이어주는 Ring이 있어서 다른 Cap의 혼용으로 인한 오염을 줄일 수 있음
- Cap 내부에 Sealing Cone을 가지고 있어 Tight Sealing이 가능함
- Sensitive Sample의 저장용으로 알맞음
- Brand GmBH

#### Optional Cap Insert, PP (-196 °C ~ 121 °C 내열)

Cat. No.	Model	색상	PK Price ₩
T16-59-220	780720	White	500ea 38,700
T16-59-222	780721	Blue	500ea 38,700
T16-59-224	780722	Red	500ea 38,700
T16-59-226	780723	Green	500ea 38,700
T16-59-228	780724	Yellow	500ea 38,700



### Microtube with Screw Cap & Silicon Seal 초저온용 마이크로 튜브

Cat. No.	Model	용량	눈금	Bottom	PK Price ₩
C25-59-240	780710	0.5 ml	No	Flat	1000ea 441,800
C25-59-244	780711	1.5 ml	Yes		1000ea 441,800
C25-59-248	780712			2.0 ml	Yes
C25-59-252	780713	Flat	1000ea 441,800		
C25-59-256	780714	Conical	1000ea 441,800		

- 재질 : PP Tube, PP Cover Thread, Silicone Seal
- Temp. Range : -196 °C ~ 121 °C, Autoclavable
- Max. RCF : 17000 g (with base, Flat) / 20000 g (without base, Conical)
- Cap과 Tube를 이어주는 Ring이 있어 다른 Cap의 혼용으로 인한 오염 감소
- 액체질소를 이용하여 저장하기에 적합함
- Cap Insert는 상단 참조
- Brand GmBH

