

## I Cryogenic Vial, External Thread

### 냉동 바이알

- 재질 : PP Tube, HDPE Closure
- USP Class VI Medical Grade Resin을 사용
- Freezer, Liquid Nitrogen과 같이 사용하기에 적합
- 3/4 Turn : Leak Proof, Final 1/4 Turn : Perfect Seal
- Highly Visible Graduation & Marloing Area
- Quick Opening : Two Star 모양의 Cap과 Foot을 가지고 있음  
- Cryo Vial Rack T241051 (851 Page 참조)과 같이 사용시 고정
- DNase, RNase & Pyrogen Free
- Tarsons

#### Sterile, 멸균 냉동 바이알

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	CS Price ₩	
C25-46-531	L523011	1.0 ml	12 × 35 mm	1000ea	204,900
C25-46-533	L523021	1.8 ml	12 × 48 mm	1000ea	218,600
C25-46-535	L523031	4.5 ml	12 × 90 mm	500ea	170,800

- 1 & 1.8 ml : 25ea/pk, 40pk/cs, 4.5 ml : 10ea/pk, 50pk/cs

#### Sterile-Bulk, 벌크 멸균 냉동 바이알

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	CS Price ₩	
C25-46-541	L523012	1.0 ml	12 × 35 mm	1000ea	175,800
C25-46-543	L523022	1.8 ml	12 × 48 mm	1000ea	185,700
C25-46-545	L523032	4.5 ml	12 × 90 mm	500ea	143,300

#### Non-Sterile-Bulk, 비멸균 냉동 바이알

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	CS Price ₩	
C25-46-551	L523041	1.0 ml	12 × 35 mm	1000ea	131,900
C25-46-553	L523051	1.8 ml	12 × 48 mm	1000ea	139,200
C25-46-555	L523081	4.5 ml	12 × 90 mm	500ea	107,500

- Non-Marking Area



## I Cryogenic Vial, Internal Thread

### 냉동 바이알

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	CS Price ₩	
C25-46-561	L523192	1.0 ml	12.5 × 35 mm	1000ea	300,600
C25-46-563	L523193	1.8 ml	12.5 × 48 mm	1000ea	321,100
C25-46-565	L523194	4.5 ml	12.5 × 90 mm	500ea	218,600

- 재질 : PP Tube, PP Closure
- 내부에 Silicon Washer을 가지고 있어 압력에 강함
- 1 & 1.8 ml : 25ea/pk, 40pk/cs, 4.5 ml : 10ea/pk, 50pk/cs
- 기타 상세 사항은 External Thread Cryogenic Vial과 동일
- Tarsons



## I Coder for Cryogenic Vial

### 냉동 바이알 용 칼라코더

Cat. No.	Model	색상	PK Price ₩
C25-46-581	L523111	White	100ea 4,100
C25-46-583	L523112	Blue	100ea 4,100
C25-46-585	L523113	Red	100ea 4,100
C25-46-587	L523114	Yellow	100ea 4,100
C25-46-589	L523115	Green	100ea 4,100

- External / Internal Thread Cryogenic Vial과 모두 사용 가능
- Tarsons

