

## Disposable Glass Test Tube, Kimble® 일회용 유리 시험관, Borosilicate Glass

| Cat. No.   | Model       | 용량      | Size       | 내포장      | CS Price ₩  |
|------------|-------------|---------|------------|----------|-------------|
| T16-55-318 | 73500-650   | 1 ml    | Ø6×50 mm   | 100ea/pk | 10pk 92,500 |
| T16-55-321 | 73500-1075  | 4 ml    | Ø10×75 mm  | 250ea/pk | 4pk 92,500  |
| T16-55-325 | 73500-1275  | 6 ml    | Ø12×75 mm  | 250ea/pk | 4pk 92,500  |
| T16-55-329 | 73500-13100 | 10 ml   | Ø13×100 mm | 250ea/pk | 4pk 126,900 |
| T16-55-330 | 73500-1585  | 11 ml   | Ø15×85 mm  | 250ea/pk | 4pk 121,200 |
| T16-55-332 | 60T1685B    | 13 ml   | Ø16×85 mm  | 250ea/pk | 4pk 205,300 |
| T16-55-333 | 73500-16100 | 15 ml   | Ø16×100 mm | 250ea/pk | 4pk 178,900 |
| T16-55-337 | 73500-16125 | 19 ml   | Ø16×125 mm | 250ea/pk | 4pk 192,800 |
| T16-55-341 | 73500-16150 | 23 ml   | Ø16×150 mm | 250ea/pk | 4pk 166,500 |
| T16-55-345 | 73500-18150 | 28.5 ml | Ø18×150 mm | 125ea/pk | 4pk 174,000 |
| T16-55-350 | 73500-20150 | 36 ml   | Ø20×150 mm | 125ea/pk | 4pk 224,500 |
| T16-55-355 | 73500-25150 | 55 ml   | Ø25×150 mm | 125ea/pk | 4pk 422,500 |

- 재질 : 51 Expansion Borosilicate Glass
- USP Type I & ASTM E438 Type, Class B
- ASTM E850 규격에 맞추어 제작된 고품질 일회용 테스트 튜브
- Ø6×50 mm(73500-650)는 "Durham Tube(다람관)"로 사용 가능
- Shelf-Package : 종이박스과 비닐랩 내 포장
- DWK Lifescience / Kimble®



## Amber Disposable Glass Test Tube, Kimble® 갈색 일회용 유리 시험관, Borosilicate Glass


| Cat. No.   | Model        | 용량    | Size        | 내포장      | CS Price ₩  |
|------------|--------------|-------|-------------|----------|-------------|
| T16-97-101 | 73500-1075A  | 4 ml  | Ø10×h75 mm  | 250ea/pk | 4pk 231,400 |
| T16-97-104 | 73500-13100A | 10 ml | Ø13×h100 mm | 250ea/pk | 4pk 253,100 |
| T16-97-107 | 73500-16100A | 15 ml | Ø16×h100 mm | 250ea/pk | 4pk 376,300 |

- 재질 : 51 Expansion Borosilicate Glass
- USP Type I & ASTM E438 Type, Class B
- ASTM E850 규격에 맞추어 제작된 고품질 일회용 테스트 튜브
- Amber Type으로 빛에 민감한 내용물에 알맞음
- Designed from ASTM Specification E890
- Shelf-Package : 종이박스과 비닐랩 내 포장
- DWK Lifescience / Kimble®



## High Quality Glass Test Tube 고품질 유리 테스트 튜브

| Cat. No.   | Model     | 용량     | Size        | 두께            | PK Price ₩    |
|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|
| T16-52-604 | 422010075 | 4 ml   | Ø10×h75 mm  | 1 mm          | 100ea 56,900  |
| T16-52-608 | 422012075 | 6 ml   | Ø12×h75 mm  |               | 100ea 43,600  |
| T16-52-612 | 422012100 | 8 ml   | Ø12×h100 mm |               | 100ea 49,600  |
| T16-52-613 | 422014100 | 11 ml  | Ø14×h100 mm |               | 100ea 68,800  |
| T16-52-614 | 422014120 | 13 ml  | Ø14×h120 mm |               | 100ea 81,900  |
| T16-52-616 | 422015140 | 18 ml  | Ø15×h140 mm |               | 100ea 106,000 |
| T16-52-618 | 422016100 | 14 ml  | Ø16×h100 mm | 1.2 mm        | 100ea 62,000  |
| T16-52-622 | 422016150 | 22 ml  | Ø16×h150 mm |               | 100ea 81,900  |
| T16-52-626 | 422016160 | 23 ml  | Ø16×h160 mm |               | 100ea 81,900  |
| T16-52-628 | 422018160 | 30 ml  | Ø18×h160 mm |               | 100ea 93,300  |
| T16-52-630 | 422018180 | 34 ml  | Ø18×h180 mm |               | 100ea 106,000 |
| T16-52-632 | 422020160 | 38 ml  | Ø20×h160 mm |               | 100ea 87,600  |
| T16-52-633 | 422020200 | 48 ml  | Ø20×h200 mm |               | 100ea 100,000 |
| T16-52-635 | 422022160 | 47 ml  | Ø22×h160 mm |               | 100ea 143,600 |
| T16-52-636 | 422022200 | 59 ml  | Ø22×h200 mm |               | 100ea 200,000 |
| T16-52-638 | 422024160 | 55 ml  | Ø24×h160 mm |               | 100ea 113,300 |
| T16-52-642 | 422024200 | 73 ml  | Ø24×h200 mm | 100ea 156,400 |               |
| T16-52-648 | 422026180 | 74 ml  | Ø26×h180 mm | 1.4 mm        | 100ea 212,000 |
| T16-52-652 | 422030200 | 114 ml | Ø30×h200 mm |               | 100ea 281,300 |
| T16-52-654 | 422030250 | 143 ml | Ø30×h250 mm |               | 100ea 418,300 |



- Borosilicate Glass 3.3
- 고품질 내열 특급 경질 강화 유리 (Max.500℃)
- Techno Glass