

Disposable Screw Thread Culture Tube

일회용 스크류 컬처 튜브, Kimble®

- 재질 : 51 Expansion Borosilicate Glass • USP Type I & ASTM E438 Type, Class B
- 조직 배양, 일반적인 세균 실험에 사용하기에 적합 • 내부 박스안에 청결 포장 되어 있음
- Kimble® Tube용 각종 Cap은 1249 Page 참조 (Cap은 별도 구매)
- DWK Lifescience / Kimble®

Round Bottom Disposable Culture Tube only ①

Cat. No.	Model	용량	Size	Cap	PK Price ₩	CS Price ₩
T16-97-001	73770-13100	8 ml	∅13×h100 mm	13-415	500ea 423,000	2pk 790,500
T16-97-004	73770-16100	12 ml	∅16×h100 mm	15-415	250ea 241,300	4pk 901,800
T16-97-007	73770-16125	16 ml	∅16×h125 mm		250ea 249,800	4pk 933,500
T16-97-010	73770-16150	20 ml	∅16×h150 mm	18-415	250ea 269,700	4pk 1,008,200
T16-97-013	73770-20125	25 ml	∅20×h125 mm		250ea 374,600	2pk 700,200
T16-97-017	73770-20150	30 ml	∅20×h150 mm		250ea 423,000	2pk 790,500

Flat Bottom Disposable Culture Tube only ②

Cat. No.	Model	용량	Size	GPI	PK Price ₩	CS Price ₩
T16-97-051	90H13100F	8 ml	∅13×h100 mm	13-415	250ea 146,300	4pk 546,700
T16-97-054	90K16100F	12 ml	∅16×h100 mm	15-415	250ea 161,200	4pk 602,400
T16-97-057	73760-16125	16 ml	∅16×h125 mm		250ea 302,600	4pk 1,131,200
T16-97-060	90P20113F	20 ml	∅20×h113 mm	18-415	125ea 111,200	4pk 415,700
T16-97-063	90P20125F	25 ml	∅20×h125 mm		125ea 111,200	4pk 415,700
T16-97-066	90P20150F	30 ml	∅20×h150 mm		125ea 112,600	4pk 420,700

Black PTFE Faced Rubber Lined Cap

Cat. No.	Model	GPI	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-214-115	73802-13415	13-415	600	125ea 70,700
B08-214-123	73802-15415	15-415	700	125ea 77,800
B08-214-133	45066C-18	18-415	3,000	225ea 629,800

Natural PP Linerless Cap only ③

Cat. No.	Model	GPI	PK Price ₩	CS Price ₩
B08-214-051	73805B-13415	13-415	100ea 18,900	10pk 176,700
B08-214-054	73805B-15415	15-415	100ea 19,500	10pk 181,700
B08-214-057	73805B-18415	18-415	100ea 24,900	5pk 116,000



Reusable Screw Thread Culture Tube with Cap

스크류 캡 컬처 튜브, Kimble®

- 재질 : 33 Expansion, Low Extractable Borosilicate Glass
- USP Type I & ASTM E438 Type, Class A, B • Tube와 Cap은 분리 포장
- 내벽 두께가 일정해 최상의 열전달율과 내화학성을 가짐
- 25 ml 제품은 인슐린 측정에 적합 • DWK Lifescience / Kimble®

Rubber Lined Cap 포함 (ASTM E982, Type VI, Class A)

Cat. No.	Model	용량	Size (od×h)	Cap	PK Price ₩	CS Price ₩
T16-137-243	45066-13100	8 ml	13×100 mm	13-415	72ea 205,000	4pk 766,300
T16-137-247	45066-16100	12 ml	16×100 mm	15-415	72ea 255,400	4pk 954,800
T16-137-251	45066-16125	16 ml	16×125 mm		72ea 255,400	4pk 954,800
T16-137-255	45066-16150	20 ml	16×150 mm	18-415	72ea 286,600	4pk 1,071,300
T16-137-259	45066-20125	25 ml	20×125 mm		48ea 207,500	4pk 775,700
T16-137-263	45066-20150	30 ml	20×150 mm		48ea 236,900	4pk 885,300
T16-137-267	45066-25150	50 ml	25×150 mm	24-410	36ea 219,300	4pk 819,500
T16-137-271	45066-25200	70 ml	25×200 mm		36ea 246,300	4pk 920,700
T16-137-275	45066-38200	160 ml	38×200 mm	38-430	24ea 594,200	4pk 2,221,000

PTFE Faced Rubber Lined Cap 포함 (ASTM E982, Type VI, Class B)

Cat. No.	Model	용량	Size (od×h)	Cap	PK Price ₩	CS Price ₩
T16-137-279	45066A-13100	8 ml	13×100 mm	13-415	72ea 274,700	4pk 1,026,600
T16-137-283	45066A-16100	12 ml	16×100 mm	15-415	72ea 299,500	4pk 1,119,400
T16-137-287	45066A-16125	16 ml	16×125 mm		72ea 330,000	4pk 1,233,400
T16-137-291	45066A-16150	20 ml	16×150 mm	18-415	72ea 350,900	4pk 1,311,800
T16-137-295	45066A-20125	25 ml	20×125 mm		48ea 293,800	4pk 1,098,100
T16-137-299	45066A-20150	30 ml	20×150 mm		48ea 309,000	4pk 1,154,900
T16-137-303	45066A-25150	50 ml	25×150 mm	24-410	36ea 276,600	4pk 1,033,700
T16-137-307	45066A-25200	70 ml	25×200 mm		36ea 293,800	4pk 1,098,100

