

High Grade Silicone Tubing, IXAK®

고품질 실리콘 튜빙

- 잔여물(분진)의 발생이 없는 고급형 실리콘 튜빙
- Dow Corning사 실리콘 재료를 사용하여 제작
- 최상의 인장강도 및 매끄러운 내부 표면
- 사용온도 : -60 ~ 200°C, Autoclavable
- RoHS 지침에 따른 유해 물질 테스트 통과 (전기, 전자제품 유해물질 사용 제한)
- LK Labkorea

기본형 실리콘 튜빙

Cat. No.	Model	id	od	길이	EA Price ₩
T23-140-002	SL-0025	Ø0.5 mm	Ø2.5 mm	100 m	97,000
T23-140-004	SL-0102	Ø1 mm	Ø2 mm		97,000
T23-140-008	SL-0204	Ø2 mm	Ø4 mm		9,700
T23-140-012	SL-0305	Ø3 mm	Ø5 mm		9,700
T23-140-016	SL-0406	Ø4 mm	Ø6 mm		12,300
T23-140-020	SL-0507	Ø5 mm	Ø7 mm		12,600
T23-140-024	SL-0608	Ø6 mm	Ø8 mm	10 m	14,500
T23-140-028	SL-0710	Ø7 mm	Ø10 mm		23,700
T23-140-032	SL-0811	Ø8 mm	Ø11 mm		25,900
T23-140-036	SL-0912	Ø9 mm	Ø12 mm		31,300
T23-140-040	SL-1014	Ø10 mm	Ø14 mm		39,800
T23-140-044	SL-1216	Ø12 mm	Ø16 mm		51,100
T23-140-048	SL-1520	Ø15 mm	Ø20 mm		86,800

진공 실리콘 튜빙 / Heavy Wall Silicon Tubing

Cat. No.	Model	id	od	길이	EA Price ₩
T23-140-054	SV-0104	Ø1.0 mm	Ø4.0mm	10 m	12,600
T23-140-058	SV-0205	Ø2.0 mm	Ø5.0 mm		12,600
T23-140-062	SV-0306	Ø3.0 mm	Ø6.0 mm		16,400
T23-140-066	SV-0408	Ø4.0 mm	Ø8.0 mm		21,600
T23-140-070	SV-0509	Ø5.0 mm	Ø9.0 mm		27,300
T23-140-074	SV-0611	Ø6.0 mm	Ø11 mm		37,600
T23-140-078	SV-0713	Ø7.0 mm	Ø13 mm		49,800
T23-140-082	SV-0815	Ø8.0 mm	Ø15 mm		63,800
T23-140-086	SV-0917	Ø9.0 mm	Ø17 mm		83,000
T23-140-090	SV-1018	Ø10 mm	Ø18 mm		96,400
T23-140-094	SV-1220	Ø12 mm	Ø20 mm	135,000	
T23-140-098	SV-1525	Ø15 mm	Ø25 mm	5 m	183,200
T23-140-102	SV-1727	Ø17 mm	Ø27 mm		331,400
T23-140-106	SV-2030	Ø20 mm	Ø30 mm		379,600
T23-140-110	SV-2535	Ø25 mm	Ø35 mm	3 m	361,500

Latex Rubber Tubing

라텍스 고무 튜빙

- 실험실용 라텍스 고무관, 증기 멸균 가능 (Autoclavable)
- LK Labkorea

기본형 라텍스 고무 튜빙

Cat. No.	Model	id	od	포장단위	EA Price ₩
T23-11-066	LA-0507	Ø5.0 mm	Ø7.0mm	1 kg	33,700
T23-11-073	LA-0609	Ø6.0 mm	Ø9.0 mm		33,700
T23-11-080	LA-0710	Ø7.0 mm	Ø10 mm		33,700
T23-11-087	LA-0812	Ø8.0 mm	Ø12 mm		33,700
T23-11-095	LA-0913	Ø9.0 mm	Ø13 mm		33,700
T23-11-102	LA-1015	Ø10 mm	Ø15 mm		33,700
T23-11-109	LA-1218	Ø12 mm	Ø18 mm		33,700

진공 라텍스 고무 튜빙

Cat. No.	Model	id	od	포장단위	EA Price ₩
T23-11-236	LV-0511	Ø5.0 mm	Ø11 mm	1 kg	36,000
T23-11-243	LV-0612	Ø6.0 mm	Ø12 mm		36,000
T23-11-250	LV-0714	Ø7.0 mm	Ø14 mm		36,000
T23-11-257	LV-0816	Ø8.0 mm	Ø16 mm		36,000
T23-11-263	LV-1020	Ø10 mm	Ø20 mm		36,000

