

High Vacuum Rubber Tubing 고압 고진공 고무 튜빙

Cat. No.	Model	id	od	길이	EA Price ₩
T23-11-340	VP-0616	∅6.0 mm	∅18 mm	1 M	21,700
T23-11-347	VP-0720	∅7.0 mm	∅20 mm		25,000
T23-11-354	VP-0822	∅8.0 mm	∅22 mm		28,400
T23-11-361	VP-1025	∅10 mm	∅25 mm		33,300
T23-11-368	VP-1330	∅13 mm	∅29 mm		46,700
T23-11-375	VP-1635	∅16 mm	∅35 mm		49,900
T23-11-382	VP-2040	∅20 mm	∅40 mm		54,900
T23-11-389	VP-2450	∅24 mm	∅45 mm		71,500

- 생고무로 만들어져 있으며, 우수한 탄성
- 컴프레셔나 진공펌프용 고무 튜빙
- LK Labkorea



Black Rubber High Vacuum Tubing 고압 고진공 튜빙, Master-flex®

Cat. No.	Model	id × od (mm)	최대압력	길이	EA Price ₩
T23-55-961	96143-07	∅6.35 × ∅16	50 psi	7.6 m	339,600
T23-55-964	96143-09	∅9.52 × ∅22.2	48 psi		492,500
T23-55-968	96143-11	∅12.7 × ∅25.4	40 psi		575,200
T23-55-971	96143-15	∅15.9 × ∅25.4	52 psi		992,000
T23-55-975	96143-17	∅19.1 × ∅38.1	40 psi		1,073,000

- 실험실 및 산업용 진공 및 압력 튜빙으로 사용
- 두껍고 유연하여 현장에서 사용 및 설치가 편리함
- Sterilized with Ethylene Oxide
- Autoclaved for 30minute at 15psi (1.0bar)
- 온도범위 : 18~65°C
- Marsterflex®



Polyurethane Tubing 우레탄 튜빙, 고압호스

- 내압용으로 공압기계 장치의 배관에 사용
- 자동 제어 안내의 Air 배관 또는 냉각수용 배관에 사용
- 저온 (-40°C)에서도 유연성이 보장
- 요청에 의해 수량만큼 Roll 구매 가능
- LK Labkorea

투명 우레탄 튜빙 (Clear)

Cat. No.	Model	id (mm)	od (mm)	길이	파괴압력 (kg/cm ² at 20°C)	EA Price ₩
T23-206-026	PU0204	∅2	∅4	10 m	9	2,900
T23-206-032	PU0406	∅4	∅6			5,400
T23-206-038	PU0508	∅5	∅8			8,400
T23-206-044	PU0610	∅6.5	∅10			12,900
T23-206-050	PU0812	∅8	∅12			17,800
T23-206-056	PU1216	∅12	∅16			30,200

청색 (불투명)우레탄 튜빙 (Blue)

Cat. No.	Model	id (mm)	od (mm)	길이	파괴압력 (kg/cm ² at 20°C)	EA Price ₩
T23-206-075	PU0204B	∅2	∅4	10 m	9	4,900
T23-206-081	PU0406B	∅4	∅6			7,300
T23-206-087	PU0508B	∅5	∅8			7,900
T23-206-093	PU0610B	∅6.5	∅10			12,600
T23-206-099	PU0812B	∅8	∅12			17,800
T23-206-105	PU1216B	∅12	∅16			30,200

