

PFA Flexible Tubing PFA 테프론 유연성 튜빙

- 재질 : PFA , -200 °C to 260°C 내열
- 투명하고 단단한 내화학, 내열성 튜빙
- 양쪽 끝 Tubing 직관 길이 : 40mm
- BOLA



길이 25cm

Cat. No.	Model	Tubing id × od	Pressure	EA Price ₩
T23-460-011	S1822-92	6 × 8	Max. 2 bar	97,000
T23-460-015	S1822-93	8 × 10		98,400
T23-460-019	S1822-94	10 × 12		108,400
T23-460-023	S1822-98	16 × 18		236,900

길이 50cm

Cat. No.	Model	Tubing id × od	Pressure	EA Price ₩
T23-460-051	S1822-01	2 × 4	Max. 1.7 bar	137,200
T23-460-055	S1822-02	6 × 8	Max. 2 bar	146,900
T23-460-059	S1822-04	8 × 10		148,100
T23-460-063	S1822-06	10 × 12		160,000
T23-460-067	S1822-08	12 × 14		168,700
T23-460-071	S1822-10	14 × 16		202,800
T23-460-075	S1822-14	16 × 18		289,000
T23-460-079	S1822-16	17.5 × 20		279,300
T23-460-083	S1822-18	20.9 × 25.4	Max. 1.2 bar	357,600

길이 1.0m

Cat. No.	Model	Tubing id × od	Pressure	EA Price ₩
T23-460-101	S1822-19	2 × 4	Max. 1.7 bar	180,500
T23-460-105	S1822-20	6 × 8	Max. 2 bar	179,400
T23-460-109	S1822-22	8 × 10		181,400
T23-460-113	S1822-24	10 × 12		205,300
T23-460-117	S1822-26	12 × 14		223,300
T23-460-121	S1822-28	14 × 16		259,300
T23-460-125	S1822-32	16 × 18		359,300
T23-460-129	S1822-34	17.5 × 20		351,300
T23-460-133	S1822-36	20.9 × 25.4	Max. 1.2 bar	455,400

길이 2.5m

Cat. No.	Model	Tubing id × od	Pressure	EA Price ₩
T23-460-151	S1822-52	2 × 4	Max. 1.7 bar	233,300
T23-460-155	S1822-56	6 × 8	Max. 2 bar	254,200
T23-460-159	S1822-60	8 × 10		261,600
T23-460-163	S1822-64	10 × 12		319,600
T23-460-167	S1822-68	12 × 14		379,500
T23-460-171	S1822-72	14 × 16		408,600
T23-460-175	S1822-76	16 × 18		580,400
T23-460-179	S1822-80	17.5 × 20		651,400
T23-460-183	S1822-84	20.9 × 25.4	Max. 1.2 bar	669,600

PFA EX Flexible Tubing PFA EX 테프론 유연성 튜빙

- 재질 : PFA EX , -270 °C to 260°C 내화학 및 내열
- 양쪽 끝 Tubing 직관 길이 : 40mm
- 정전기 방지 및 방폭, 열팽창 보완 기능이 있는 튜빙
- For transport of solvents or alcohols
- 진동 하에서 연결할 때 이상적임
- Usable with a small bending radius
- Bending Radius: Minimum bending radius in mm at a room temperature of 23°C
- Burst Pressure: 23°C의 실온에서 계산된 바 값으로, 최대 작동 압력을 Burst Pressure의 25%로 제한 권장, 온도가 더 높으면 이 값에 감소 계수를 곱해야 함
- It is the users responsibility to check if the used tubing fulfills the respective requirements
- BOLA



길이 50cm

Cat. No.	Model	Tubing id × od	Burst Pressure	EA Price ₩
T23-460-271	S1824-24	4 × 6 mm	11 bar	271,700
T23-460-275	S1824-27	6 × 8 mm		272,900
T23-460-279	S1824-30	8 × 10 mm		278,400
T23-460-283	S1824-33	10 × 12 mm		302,700
T23-460-287	S1824-35	12 × 14 mm		282,700

길이 1.0m

Cat. No.	Model	Tubing id × od	Burst Pressure	EA Price ₩
T23-460-291	S1824-54	4 × 6 mm	11 bar	459,200
T23-460-295	S1824-57	6 × 8 mm		459,600
T23-460-299	S1824-60	8 × 10 mm		455,800
T23-460-303	S1824-63	10 × 12 mm		488,900
T23-460-307	S1824-65	12 × 14 mm		460,600

길이 2.5m

Cat. No.	Model	Tubing id × od	Burst Pressure	EA Price ₩
T23-460-311	S1824-74	4 × 6 mm	11 bar	1,030,800
T23-460-315	S1824-77	6 × 8 mm		1,031,900
T23-460-319	S1824-80	8 × 10 mm		1,028,700
T23-460-323	S1824-83	10 × 12 mm		1,031,100
T23-460-327	S1824-85	12 × 14 mm		1,045,200