

Clear Laboratory Tubing, Tygon® 타이곤 실험실용 튜빙, E3603

Cat. No.	Model	id		od		EA Price ₩
		Inch	mm	Inch	mm	
T23-181-113	ACF00001	1/32	0.80	3/32	2.38	40,500
T23-181-117	ACF00002	1/16	1.59	1/8	3.18	47,400
T23-181-121	ACF00003			3/16	4.76	70,900
T23-181-125	ACF00004	3/32	2.38	5/32	3.97	57,500
T23-181-129	ACF00005			7/32	5.55	80,300
T23-181-133	ACF00006	1/8	3.18	3/16	4.76	57,500
T23-181-137	ACF00007			1/4	6.35	61,200
T23-181-141	ACF00010	5/32	3.97	9/32	7.14	100,700
T23-181-145	ACF00012	3/16	4.76	5/16	7.94	61,200
T23-181-149	ACF00014			7/16	11.11	180,900
T23-181-153	ACF00017	1/4	6.35	3/8	9.53	66,000
T23-181-157	ACF00018			7/16	11.11	107,900
T23-181-161	ACF00019	5/16	7.94	1/2	12.70	140,000
T23-181-165	ACF00022			7/16	11.11	86,200
T23-181-169	ACF00023	5/16	7.94	1/2	12.70	101,200
T23-181-173	ACF00024			9/16	14.30	203,800
T23-181-177	ACF00027	3/8	9.53	1/2	12.70	94,800
T23-181-181	ACF00028			9/16	14.29	127,600
T23-181-185	ACF00029	7/16	11.11	5/8	15.88	155,200
T23-181-189	ACF00032			9/16	14.29	135,200
T23-181-193	ACF00036	1/2	12.70	5/8	15.88	123,500
T23-181-197	ACF00038			3/4	19.05	169,200
T23-181-201	ACF00039	9/16	14.29	13/16	20.64	624,000
T23-181-205	ACF00041			3/4	19.05	490,900
T23-181-209	ACF00045	5/8	15.88	13/16	20.64	301,500
T23-181-213	ACF00046			7/8	22.23	244,200
T23-181-217	ACF00053	3/4	19.05	1	25.40	287,200
T23-181-221	ACF00062	1	25.40	1 1/4	31.75	422,200

- 투명하고 유연한 타이곤 E-3603 실험실용 튜브
- 이론적으로 실험실에서 사용되는 모든 무기화학약품에 적용 가능
- 산화되거나 이송하는 유체를 오염시키지 않음
- 내구성 및 내균열성을 가지고 있어 고무 튜브보다 사용 수명이 김
- 내벽이 매끄러워 잔여물이 남지 않아 세척이 용이
- 길이 측정이 용이하도록 튜브자체에 1ft 간격으로 표시가 되어있음
- 가압 멸균처리가 가능 • 사용온도 : -46 ~ 76°C
- -43°C 까지 유연성이 유지되며, 경도 : Shore A, 55
- 50 ft (Box/15 M)
- Tygon®



Clear Laboratory Vacuum Tubing, Tygon® 타이곤 실험실용 진공튜브, E3603

Cat. No.	Model	id		od		EA Price ₩
		Inch	mm	Inch	mm	
T23-181-333	ACF00015	3/16	4.76	9/16	14.3	398,800
T23-181-337	ACF00020	1/4	6.35	5/8	15.88	276,400
T23-181-341	ACF00030	3/8	9.53	7/8	22.2	433,300
T23-181-345	ACF00040	1/2	12.7	1 1/8	28.58	841,600
T23-181-349	ACF00049	5/8	15.88	1 3/8	34.94	1,439,200
T23-181-353	ACF00058	3/4	19.0	1 1/2	38.1	1,651,900

- 투명하고 유연한 타이곤 E-3603 실험실용 진공튜브
- 이론적으로 실험실에서 사용되는 모든 무기화학약품에 적용가능
- 산화되거나 이송하는 유체를 오염시키지 않음
- 내구성 및 내균열성을 가지고 있어 고무 튜브보다 사용 수명이 김
- 내벽이 매끄러워 잔여물이 남지 않아 세척이 용이
- 길이 측정이 용이하도록 튜브자체에 1ft 간격으로 표시가 되어있음
- 상온에서 완벽한 진공상태를 유지 시킬수 있도록 두껍게 제작
- 가압 멸균처리가 가능 • 사용온도 : -46 ~ 76°C
- 50 ft (Box/15 M)
- Tygon®

