

I Laboratory Bottle, Simax®

랩 바틀, 투명&갈색

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- 실험실에서 일반적으로 사용되는 고품질 랩 바틀
- GL45 PP Screw Cap & Pouring Ring 포함 (단, 50ml는 GL32 입)
- Complies with ISO4796-1 • With Retrace Code, Printed on the Bottle
- KAVALIERGLASS

Clear Glass. 투명 랩 바틀

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-985-117	2070M/50	50 ml	46×91 mm	7,600	10ea 70,600
B08-985-121	2070M/100	100 ml	56×100 mm	5,300	10ea 49,600
B08-985-127	2070M/250	250 ml	70×138 mm	5,900	10ea 54,900
B08-985-133	2070M/500	500 ml	86×176 mm	7,300	10ea 68,100
B08-985-139	2070M/1L	1 L	101×225 mm	12,000	10ea 111,900
B08-985-145	2070M/2L	2 L	136×260 mm	19,700	10ea 184,100
B08-985-151	2070M/5L	5 L	186×330 mm	145,400	6ea 815,100
B08-985-157	2070M/10L	10 L	234×410 mm	303,500	-
B08-985-163	2070M/20L	20 L	299×505 mm	478,600	-

Amber Glass, 갈색 랩 바틀

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-985-217	2070H/50	50 ml	46×91 mm	22,600	10ea 211,100
B08-985-221	2070H/100	100 ml	56×100 mm	25,800	10ea 240,500
B08-985-227	2070H/250	250 ml	70×138 mm	28,200	10ea 262,900
B08-985-233	2070H/500	500 ml	86×176 mm	47,100	10ea 440,000
B08-985-239	2070H/1L	1 L	101×225 mm	54,800	10ea 511,800
B08-985-245	2070H/2L	2 L	136×260 mm	76,200	10ea 711,900
B08-985-251	2070H/5L	5 L	186×330 mm	349,300	6ea 1,958,500
B08-985-257	2070H/10L	10 L	234×410 mm	556,100	-
B08-985-260	2070H/15L	15 L	268×453 mm	922,500	-
B08-985-263	2070H/20L	20 L	299×505 mm	1,040,100	-
B08-985-266	2070H/25L	25 L	315×556 mm	1,393,600	-



I Vacuum or Pressure Bottle, Simax®

진공 / 압력 바틀

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-985-401	2070T/1L	1 L	56×100 mm	134,000	10ea 1,251,800
B08-985-405	2070T/2L	2 L	70×138 mm	160,100	6ea 897,500

- Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
- 진공 또는 1.5 bar 이하에서 사용하기에 적합함
- 최대 사용 온도 : 148°C • GL45 Screw Thread
- 진공이나 압력 조건의 작업 및 Gas Release Substances 의 보관용
- KAVALIERGLASS



I Laboratory Glass Bottle

경제형 글라스 랩 바틀

- 재질 : Sodalime Glass, PP Screw Cap • Pouring Ring 포함 • LK Labkorea

Clear Glass

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-57-010	LSC0100	100 ml	55×105 mm	1,500	80ea 110,900
B08-57-020	LSC0250	250 ml	72×140 mm	1,800	40ea 68,900
B08-57-030	LSC0500	500 ml	88×180 mm	2,300	30ea 67,200
B08-57-040	LSC1000	1 L	100×230 mm	3,500	15ea 49,100
B08-57-050	LSC2000	2 L	135×270 mm	11,900	6ea 65,100

Amber Glass

Cat. No.	Model	용량	Size (Ø × h)	EA Price ₩	PK Price ₩
B08-57-060	LSA0100	100 ml	55×105 mm	1,700	80ea 129,200
B08-57-070	LSA0250	250 ml	72×140 mm	2,300	40ea 84,300
B08-57-080	LSA0500	500 ml	88×180 mm	2,800	30ea 77,100
B08-57-090	LSA1000	1 L	100×230 mm	4,300	15ea 60,200
B08-57-100	LSA2000	2 L	135×270 mm	11,900	6ea 65,100

