

Medical / Surgical Tubing, Tygon® 타이곤 의료용 튜빙, S-50-HL

Cat. No.	Model	id		od		EA Price ₩
		Inch	mm	Inch	mm	
T23-181-521	ADF00003	1/16	1.59	3/16	4.76	89,000
T23-181-525	ADF00012	3/16	4.76	5/16	7.94	286,300
T23-181-529	ADF00017	1/4	6.35	3/8	9.53	120,800
T23-181-533	ADF00022	5/16	7.94	1/2	12.7	133,600
T23-181-537	ADF00027	3/8	9.53	1/2	12.7	145,300
T23-181-541	ADF00028			9/16	14.29	158,000
T23-181-545	ADF00037	1/2	12.7	11/16	17.46	169,600


- 혈액 접촉용으로 의료 및 수술용으로 적합
- 유연성과 탄력성이 뛰어나 연동펌프용으로도 사용
- 방사선, 에틸렌옥사이드, 증기, 화학적 방법으로 살균처리가 가능
- USP6 등급 기준에 적합 (ISO 10993 표준에 적합)
- 경도 : Shore A, 66
- 25 ft (Box/7.5 m)
- Tygon®



Pharmed Biocompatible Tubing, Tygon® 타이곤 파메드 튜빙

Cat. No.	Model	id		od		EA Price ₩
		Inch	mm	Inch	mm	
T23-181-581	AY242606	1/32	0.80	5/32	3.97	102,900
T23-181-585	AY242002	1/16	1.59	1/8	3.18	91,200
T23-181-589	AY242003			3/16	4.76	80,600
T23-181-593	AY242005	3/32	2.38	7/32	5.56	222,700
T23-181-597	AY242006	1/8	3.18	3/16	4.76	120,800
T23-181-601	AY242007			1/4	6.35	91,200
T23-181-605	AY242012	3/16	4.76	5/16	7.94	111,300
T23-181-609	AY242017	1/4	6.35	3/8	9.53	115,700
T23-181-613	AY242019			1/2	12.7	264,100
T23-181-617	AY242022	5/16	7.94	7/16	11.11	171,900
T23-181-621	AY242029	3/8	9.53	5/8	15.88	264,100
T23-181-625	AY242038	1/2	12.7	3/4	19.05	284,100

- 산, 알칼리 및 화학적 내성이 우수
- 세포 배양이나 발효, 합성, 분해등에 적합
- FDA, 3-A 인증과 NSF 기준에 적합
- 가압 멸균처리가 가능
- 25 ft (Box/7.5 m)
- Tygon®



Fuel and Lubricant Tubing, Tygon® 타이곤 연료 및 윤활유용 튜빙, F-4040-A

Cat. No.	Model	id		od		EA Price ₩
		Inch	mm	Inch	mm	
T23-181-651	AAG00165	3/32	2.38	3/16	4.76	63,600
T23-181-655	AAG00007	1/8	3.18	1/4	6.35	70,000
T23-181-659	AAG00012	3/16	4.76	5/16	7.94	87,100
T23-181-663	AAG00017	1/4	6.35	3/8	9.53	100,700
T23-181-667	AAG00022	5/16	7.94	7/16	11.11	131,600
T23-181-671	AAG00027	3/8	9.53	1/2	12.7	137,800
T23-181-675	AAG00032	7/16	11.11	9/16	14.29	264,100
T23-181-679	AAG00036	1/2	12.7	5/8	15.88	231,100
T23-181-683	AAG00038			3/4	19.05	244,900
T23-181-687	AAG00046	5/8	15.88	7/8	22.2	320,400
T23-181-691	AAG00053	3/4	19.05	1	25.4	375,400

- 탄화수소계 액체에 의해 야기되는 팽창, 경화에 대한 내성이 강함
- 일반적인 석유화학 제품과의 상용성이 좋고 오존, 자외선에 대한 내성이 강함
- 반투명한 노란색은 식별이 쉽고 액체 흐름 관찰이 용이
- 50 ft (Box/15 m)
- 경도 : Shore A, 57
- Tygon®

