

Ultra Chemical Resistant Tubing, Tygon®
타이곤 초 내화학성 튜빙, 2375

Cat. No.	Model	id		od		EA Price ₩
		Inch	mm	Inch	mm	
T23-181-701	AJK00003	1/16	1.59	3/16	4.76	120,800
T23-181-705	AJK00007	1/8	3.18	1/4	6.35	144,900
T23-181-709	AJK00012	3/16	4.76	5/16	7.94	120,800
T23-181-713	AJK00017	1/4	6.35	3/8	9.53	233,600
T23-181-717	AJK00022	5/16	7.94	7/16	11.11	230,100
T23-181-721	AJK00027	3/8	9.35	1/2	12.7	182,400
T23-181-725	AJK00038	1/2	12.7	3/4	19.05	284,100
T23-181-729	AJK00046	5/8	15.88	7/8	22.2	384,800



- 내화학성, 투명성 그리고 유연성등 모든 부분에 탁월한 기능을 제공
- 산이나 염기, 케톤, 염류 그리고 알코올 등에도 거의 영향을 받지 않음
- 내벽이 매우 매끄러워 미립자의 고착을 억제하고 오염 정도를 줄일 수 있음
- 낮은 수축성으로 본연의 성질을 유지
- USP6 등급 기준에 적합 • 50 ft (Box/15m)
- Tygon®

Fluran Severe Environment Tubing, Tygon®
플루란 가혹 환경용 튜빙, F-5500-A


Cat. No.	Model	id		od		EA Price ₩
		Inch	mm	Inch	mm	
T23-181-755	AGN00002	1/16	1.59	1/8	3.18	291,600
T23-181-759	AGN00007	1/8	3.18	1/4	6.35	633,100
T23-181-763	AGN00012	3/16	4.76	5/16	7.94	1,022,200
T23-181-767	AGN00017	1/4	6.35	3/8	9.53	1,096,400
T23-181-771	AGN00022	5/16	7.94	7/16	11.11	1,826,700
T23-181-775	AGN00027	3/8	9.35	1/2	12.7	1,582,900



- 204℃ 정도의 온도에서도 지속적으로 사용이 가능
- 부식성 화학약품, 기름, 연료 및 유기용매 사용에서도 뛰어난 내성을 지님
- 오존, 태양광선 그리고 모든 기후에 내성이 강함
- 빛에 의해 액체가 변질되지 않도록 불투명한 검정색으로 만들어짐
- 특히 불소탄성체로 개발되어 물리적, 화학적 특성 뛰어남
- Tygon®

Stainless Steel Tubing
스테인레스 스틸 튜빙

Cat. No.	Model	두께 (inch)	od (inch)	길이	배송비 별도
					EA Price ₩
T23-184-075	SUB116	0.016	1/16	2 m	30,900
T23-184-082	SUB108	0.028	1/8		30,200
T23-184-089	SUB316	0.035	3/16		27,200
T23-184-096	SUB104	0.035	1/4		20,900
T23-184-110	SUB308	0.035	3/8		27,800
T23-184-117	SUB102	0.049	1/2		36,000



- 재질 : Stainless Steel 316
- 규격외 제품은 문의 바람
- LK Labkorea

- Tubing Cutter는 326 Page 참조

