

Vacuum or Pressure Bottle, Kimble®

진공 / 압력 바들

Cat. No.	Model	용량	Operating Pressure	EA Price ₩
B08-137-154	953900-0010	1 L	1.5 bar	123,600

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- 진공 또는 1.5 bar 이하에서 사용하기에 적합함
- GL45 Screw Cap과 Ring은 별도 구매해야함 (119 ~ 123 Page 참조)
- 최대 사용 온도 : 140°C
- DWK Lifescience / Kimble®



HPLC Reservoir Bottle with Conical Bottom, Kimble®

코니칼형 HPLC 리저버 바들

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- Operating Pressure : -1.0 ~ 0.4 bar (-14.5 ~ 6 psig)
- Vacuum Filter Holder의 여과병으로 사용하기에 알맞음
- GL45 Screw Cap과 Ring은 별도 구매해야 함 (119 ~ 123 Page 참조)
- DWK Lifescience / Kimble®

without Graduation, 기본형 코니칼 리저버 바들 ①

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B08-137-721	953901-0252	250 ml	Ø85×h203 mm	404,700
B08-137-723	953901-0502	500 ml	Ø105×h230 mm	430,600
B08-137-725	953901-1002	1 L	Ø130×h275 mm	624,500
B08-137-727	953901-2002	2 L	Ø150×h319 mm	754,300
B08-137-729	953901-5002	5 L	Ø205×h373 mm	1,266,500
B08-137-731	953901-1003	10 L	Ø255×h433 mm	3,194,500
B08-137-733	953901-2003	20 L	Ø315×h578 mm	5,215,200

with Graduation, 눈금형 코니칼 리저버 바들 ②

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B08-137-156	953922-0252	250 ml	Ø85×h203 mm	425,200
B08-137-160	953922-0502	500 ml	Ø105×h230 mm	531,700
B08-137-164	953922-1002	1 L	Ø130×h275 mm	649,900
B08-137-168	953922-2002	2 L	Ø150×h319 mm	933,400
B08-137-172	953922-5002	5 L	Ø205×h373 mm	1,595,100
B08-137-176	953922-1003	10 L	Ø255×h433 mm	3,692,200
B08-137-180	953922-2003	20 L	Ø315×h578 mm	6,055,200

with Graduation & Side Neck, 사이드넥 및 눈금형 코니칼 리저버 바들 ③

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B08-137-184	953910-2002	2 L	Ø150×h319 mm	1,211,200
B08-137-188	953910-5002	5 L	Ø205×h373 mm	1,803,600
B08-137-192	953910-2003	20 L	Ø315×h578 mm	5,708,700



Reservoir Adapter는 119 Page 참조



HPLC Reservoir Bottle with Flat Bottom, Kimble®

평저 HPLC 리저버 바들, 눈금형

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B08-137-196	953902-0252	250 ml	Ø73×h133 mm	238,100
B08-137-200	953902-0502	500 ml	Ø89×h165 mm	293,000
B08-137-204	953902-1002	1 L	Ø111×h205 mm	409,200
B08-137-208	953902-2002	2 L	Ø138×h250 mm	523,000
B08-137-212	953902-5002	5 L	Ø186×h320 mm	1,374,700
B08-137-216	953902-1003	10 L	Ø234×h400 mm	1,654,000
B08-137-220	953902-2003	20 L	Ø300×h490 mm	3,449,900

- Kimax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
- Operating Pressure : -1.0 ~ 0.4 bar (-14.5 ~ 6 psig)
- Vacuum Filter Holder의 여과병으로 사용하기에 알맞음
- GL45 Screw Cap과 Ring은 별도 구매해야 함 (119 ~ 123 Page 참조)
- DWK Lifescience / Kimble®

