

Ultrasonic Cleaner 초음파 세척기, Digital Type

Cat. No.	Model	Capacity	Tank Size (w×d×h)	EA Price ₩
U02-56-243	LK-U065D	6 L	290×150×150 mm	769,200
U02-56-249	LK-U105D	10 L	290×240×150 mm	1,042,000
U02-56-255	LK-U225D	22 L	500×300×150 mm	1,473,000

- 강력한 세정력 : BLT 진동자를 사용하여 저소음이며, 세정력이 강함
- Stainless 재질의 Body에 특수도장처리를 하여 화학약품에 대한 내구성이 강함
- 산, 염기와는 사용 불가함
- 실리콘 방수 처리로 강한 내구성
- 세정시간을 sec/min으로 선택 가능하며, 최대 60분까지 설정가능함 (LCD Display)
- Heater 동작시 LCD 창에 현재온도/설정온도가 표시됨
- 초음파의 출력률 20 ~ 100% 까지 조절 가능
- Degas (수조 내 가스 배출), Sweep (초음파 세정 범위 확대) 기능 내장
- Basket 포함 (세척제는 별도임)
- LK Labkorea



Cat. No.	U02-56-243	U02-56-249	U02-56-255
Model	LK-U065D	LK-U105D	LK-U225D
Controller	Digital Type (LCD Display)		
Tank Size	w290×d150×h150 mm	w290×d240×h150 mm	w500×d300×h150 mm
Capacity	6 L	10 L	22 L
Output Power	150 W	200 W	400 W
초음파 주파수	40 kHz		
Timer	0 ~ 60 min		
Drain Valve	None	1/2" NPT	
Temp.	30 ~ 85°C ± 10%		
Body Material	SUS430 특수도장처리		
Weight	6 kg	8.5 kg	14.5 kg
Power	220V, 60 Hz		

Ultrasonic Cleaner 초음파 세척기, Analog Type

Cat. No.	Model	Capacity	Tank Size (w×d×h)	EA Price ₩
U02-56-125	LK-U012N	1.2 L	150×135×60 mm	126,600
U02-56-131	LK-U020N	1.8 L	150×135×100 mm	218,000
U02-56-137	LK-U035N	3.3 L	240×140×100 mm	337,400
U02-56-143	LK-U065N	6 L	290×150×150 mm	590,400
U02-56-149	LK-U105N	10 L	290×240×150 mm	809,700
U02-56-155	LK-U225N	22 L	500×300×150 mm	1,130,000

- 강력한 세정력 : BLT 진동자를 사용하여 저소음이며, 세정력이 강함
- Stainless 재질의 Body에 특수도장처리를 하여 화학약품에 대한 내구성이 강함
- 산, 염기와는 사용 불가함
- 30분 타이머 스위치 방식으로 간편하게 초음파를 동작시킬 수 있음(1.2 Lit. 제외)
- 온도 조절 센서가 부착되어 있어 원하는 온도로 보온이 유지됨 (단, 1.2 Lit. 및 1.8 Lit. 제외)
- Basket은 별도 구매해야 함
- LK Labkorea



Cat. No.	U02-56-125	U02-56-131	U02-56-137	U02-56-143	U02-56-149	U02-56-155
Model	LK-U012N	LK-U020N	LK-U035N	LK-U065N	LK-U105N	LK-U225N
Controller	Analog Type (Dial)					
Tank Size (w×d×h)	150×135×60 mm	150×135×100 mm	240×140×100 mm	290×150×150 mm	290×240×150 mm	500×300×150 mm
Capacity	1.2 L	1.8 L	3.3 L	6 L	10 L	22 L
Output Power	50 W		100 W	150 W	250 W	400 W
초음파 주파수	28 kHz	40 kHz				
Timer	None	0 ~ 30 min	0 ~ 40 min (5분 단위로 설정 가능)			
Drain Valve	None				1/2" NPT	
Temp.	65°C Fixed (± 10%)			45 ~ 80°C		
Body Material	SUS430 특수도장처리					
Weight	1.7 kg	2.7 kg	4.2 kg	5.7 kg	7.8 kg	12 kg
Power	220V, 60 Hz					

• LK-U012N 모델의 초음파 작동 시간은 최대 5분임