

## Large Capacity Ultrasonic Cleaner 대용량 초음파 세척기, Generator 분리형

Cat. No.	Model	용량	Tank Size (w×d×h)	EA Price ₩
U02-56-350	LK-U300	30 L	400×300×250 mm	2,710,800
U02-56-356	LK-U470	47 L	450×350×300 mm	3,204,000
U02-56-362	LK-U600	60 L	500×400×300 mm	3,710,000
U02-56-368	LK-U740	74 L	550×450×300 mm	4,216,000

- 강력한 세정력 : BLT 진동자를 사용하여 저소음이며, 세정력이 강함
- Stainless 재질의 Body에 특수도장처리를 하여 화학약품에 대한 내구성이 강함
- 산, 염기와는 사용 불가함
- 세정시간을 sec/min으로 선택 가능하며, 최대 10시간 까지 설정가능함 (Generator 분리형)
- Heater 동작시 LCD 창에 현재온도/설정온도가 표시됨
- 초음파의 출력을 5 ~ 100% 조절 가능
- Basket은 별도 구매해야 함
- LK Labkorea



Cat. No.	U02-56-350	U02-56-356	U02-56-362	U02-56-368
Model	LK-U300	LK-U470	LK-U600	LK-U740
Controller	Generator : Digital Type (LCD Display)			
Tank Size (w×d×h)	400×300×250 mm	450×350×300 mm	500×400×300 mm	550×450×300 mm
Capacity	30 L	47 L	60 L	74 L
Output Power	600 W	900 W	1200 W	1500 W
Frequency	40 kHz			
Timer	0 ~ 10 hour			
Drain Valve	1/2" NPT			
Temp.	Ambient to 100°C			
Power	220V, 50/60 Hz			

## Optional Basket for Ultrasonic Cleaner 초음파 세척기용 트레이

Cat. No.	Model	용량	Size (w×d×h)	EA Price ₩
U02-56-817	LK-BA020	1.8 L	120×105×65 mm	33,800
U02-56-823	LK-BA035	3.3 L	215×115×65 mm	42,200
U02-56-829	LK-BA065	6 L	274×123×96 mm	45,600
U02-56-835	LK-BA105	10 L	262×206×93 mm	61,500
U02-56-841	LK-BA225	22 L	452×263×93 mm	67,500
U02-56-847	LK-BA300	30 L	330×320×140 mm	225,900
U02-56-853	LK-BA470	47 L	380×280×190 mm	234,900
U02-56-859	LK-BA600	60 L	430×330×190 mm	271,100
U02-56-865	LK-BA740	74 L	480×380×190 mm	281,900

- 재질 : Stainless Steel Wire
- LK Labkorea

