

## Portable Ultrasonic Cleaner 탁상형 초음파 세척기

Cat. No.	Model	용량	Power	EA Price ₩
U02-328-222	NXP-1002	2 L	100 W	300,000

- Ultrasonic Frequency : 40 kHz
- Timer : 1 ~ 99 min
- Ultrasonic Power : 100 W
- 공업용 BLT 진동자 : 강력한 파워 및 내구성
- 연구실, 실험실, 병원, 전기, 전자, 특수 용도에 사용
- 산, 염기와의 사용 불가함
- Overall Size / Weight: w290×d240×h200 mm, 2 kg
- Tank Size : w142×d132×h104 mm
- Basket은 포함되어 있음
- Kodo



## Portable Ultrasonic Cleaner 탁상형 초음파 세척기

Cat. No.	Model	용량	Overall Material	EA Price ₩
U02-328-321	JAC-3010	10 L	ABS	1,060,000
U02-328-421	JAC-5020	20 L ①		1,520,000
U02-328-720	NXPC-B2005SB	5.7 L	SUS430 분체도장	880,000
U02-328-730	NXPC-B3010SB	10 L ②		1,060,000
U02-328-752	NXPC-B5020SB	20 L ③	SUS304	1,520,000
U02-328-825	NXPC-B2005S	5.7 L		950,000
U02-328-831	NXPC-B3010S	10 L ④		1,220,000
U02-328-852	NXPC-B5020S	20 L ⑤		1,760,000

- Ultrasonic Frequency : 40 kHz
- Timer : 1 ~ 99 min
- Heater Range : 상온 ~ 70℃
- 마이크로 제어방식 : 타이머, 출력, 온도 조절 용이
- 공업용 BLT 진동자 : 강력한 파워 및 내구성
- 초음파 출력 조절 : 강, 중, 약 3단계
- 초음파 동작 모드 : Normal, Pulse, Sweep
- Degas 기능 : 용존가스를 제거하여 세척력 향상
- 연구실, 실험실, 병원, 전기, 전자, 특수 용도에 사용
- 산, 염기와의 사용 불가함
- 10L 이상은 15A Female Thread 사용
- Basket은 포함되어 있음
- Kodo



Cat. No.	U02-328-321	U02-328-421	U02-328-720 U02-328-825	U02-328-730 U02-328-831	U02-328-752 U02-328-852	
Model	JAC-3010	JAC-5020	NXPC-B2005SB & S	NXPC-B3010SB & S	NXPC-B5020SB & S	
Capacity	10 L	20 L	5.7 L	10 L	20 L	
Size (w×d×h)	Overall	490×368×320 mm	721×451×320 mm	330×230×320 mm	330×330×320 mm	530×390×325 mm
	Tank	295×240×150 mm	500×290×150 mm	295×160×150 mm	295×240×150 mm	500×290×150 mm
Material	ABS		SUS430 분체도장(-SB), SUS304(-S)			
Temp Range	상온 ~ 70℃					
Time Range	1 ~ 99 min, 4 hr 연속사용					
Transducer	BLT Type					
Input power	단상 AC220V, 60 Hz					
Controller	마이크로 제어 (Digital) 방식					
Ultrasonic Power	300 W	500 W	200 W	300 W	500 W	
Heater Power	190 W	320 W	150 W	190 W	320 W	
Weight	9 kg	14 kg	7 kg	9 kg	12 kg	