

Large Ultrasonic Cleaner 대용량 초음파 세척기

Cat. No.	Model	용량	Frequency	EA Price ₩
U02-328-904	NXCS-A2604	40 L	26 kHz	4,180,000
U02-328-906	NXCS-A2606	60 L		4,420,000
U02-328-908	NXCS-A2608	80 L		5,120,000
U02-328-910	NXCS-A2610	100 L		5,610,000
U02-328-914	NXCS-A3804	40 L	38 kHz	4,180,000
U02-328-916	NXCS-A3806	60 L		4,420,000
U02-328-918	NXCS-A3808	80 L		5,120,000
U02-328-920	NXCS-A3810	100 L		5,610,000

- 다양한 용량의 제품군 (40 ~ 100L)
- 28 KHz (불순물이 크고 강한 파워가 필요할 때) / 40 KHz (불순물이 작고 정밀한 세척이 필요할 때) 선택 가능
- 전용 초음파 발전기 사용으로 강력하고 안정적인 출력을 유지
- 진동부 뿐만 아니라 모든 외관 및 자재도 SUS 304를 사용하여 내구성 향상 : 어떤 세정제를 사용하여도 무방
- 직관적인 조작 기능
- 주파수, Power, 시간, 온도 등을 FND를 통해 출력 (동작 상태를 쉽게 파악)
- 대용량 봉 히터 채용
- 온도 센서, 수위 센서 채용
- SWEEP, PULSE 선택 기능
- 산, 염기와의 사용 불가함
- Basket은 포함되어 있음
- 220V 단상 전기 사용. 3구 산업용플러그로 사용 가능(별도구매)
- Kodo



U

Ultrasonic Cleaner Large

Cat. No.	U02-328-904		U02-328-906		U02-328-908		U02-328-910		
	U02-328-914		U02-328-916		U02-328-918		U02-328-920		
Model	26 kHz		26 kHz		26 kHz		26 kHz		
	38 kHz		38 kHz		38 kHz		38 kHz		
Capacity	40 L		60 L		80 L		100 L		
Temp. Range	0 ~ 70℃								
Time Range	1 ~ 99 min								
Transducer	BLT Type 28 kHz 진동자 사용 (A26XX)								
	BLT Type 40 kHz 진동자 사용 (A38XX)								
Input Power	AC220V / 60Hz								
Body / Tank Material	Stainless Steel 304								
Size (w×d×h)	Tank	400×400×350 mm		600×400×350 mm		800×400×350 mm		1000×400×350 mm	
	Overall	550×604×850 mm		750×604×850 mm		950×604×850 mm		1150×604×850 mm	
Ultrasonic Power (Max)	600 W		900 W		1200 W		1500 W		
Heater Power	1.5 kW		2 kW		3 kW		4 kW		
Drain	YES								
Temp Sensor	YES								
Level Sensor	YES								