


## UV Lamp Stand & Handle Bracket, LK Lab® UV 램프 스탠드 & 핸들 브라켓

Cat. No.	Model	형식	적용 모델	EA Price ₩
U01-02-241	ULS-046	Stand	LT-4, 6	84,300
U01-02-245	ULS-150		LT-115, 215	144,600
U01-02-249	UHB-046	Handle & Bracket	LT-4, 6	39,800

- Handle Bracket 의 Handle 부분을 제거하면 Wall Mount Bracket
- LK Labkorea



## UV Viewing Cabinet Only, LK Lab® 자외선 차단 박스

Cat no	Model	Size	EA Price ₩
U01-02-253	UVC-6	w300×d280×h240 mm	289,200

- Cabinet Only (UV lamp 별도 구매해야 함)
- TLC 용 Darkroom으로 사용 가능
- LK Labkorea



## High Intensity UV Lamp 고휘도 자외선 램프

Cat. No.	Model	Wavelength	Lamp	Power	EA Price ₩
U01-55-143	23050	365 nm	100 Watt	115 V	2,257,000

- High Intensity Long-wave 자외선 램프
- Intensity : 21,700 uW/cm<sup>2</sup> (5 cm 거리) / 8,900 uW/cm<sup>2</sup> (25 cm 거리)
- Speciman Staining과 Polymer Curing등에 사용
- Lamp와 Transformer는 2 m Cord로 연결되어져 있음
- Size : w136×d351×h394 mm
- UVP

### Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
U01-55-623	23051	Exposure Box	792,500
U01-55-635	23053	Spare Bulb, 7° Bean Width	331,800
U01-55-641	23054	Lamp Visor	327,300
U01-55-647	23055	Lamp Funnel	310,100



## UV Crosslinker 자외선 조사기

Cat. No.	Model	Tube	파장 (nm)	EA Price ₩
U01-133-551	BLX254	5×8 W	254	3,157,600
U01-133-558	BLX312		312	3,157,600
U01-133-565	BLX365		365	3,157,600

- 핵산을 Membrane 에 고정하거나 PCR 반응시 오염 물질의 제거에 이상적임
- 2 가지 UV Energy 설정 범위 : 0 to 99.99 J or 0 to 9.999 J
- 시간 설정 범위 : 0 ~ 999.9 min
- UV Energy, 일 시간 모두 9 가지를 Preset 할 수 있음
- Size : (Internal) w32×d26×h14.5 cm, (External) w30×d35×h30.5 cm
- Power : 230V, 50/60 Hz
- Vilber Lourmat

