

## Bushing Type Adapter 부싱 타입 어댑터, LukeGL®

Cat. No.	Model	적용 외경 (mm)	Stem	상부 Hole	EA Price ₩
A01-52-113	721-019	Ø4.0 ~ 4.4	od17 mm	Ø8.5 mm	81,700
A01-52-115	721-021	Ø5.6 ~ 6.4			81,700
A01-52-119	721-022	Ø6.6 ~ 7.4			81,700
A01-52-123	721-023	Ø7.6 ~ 8.4			84,200
A01-52-135	721-024	Ø13.6 ~ 14.4	od25 mm	Ø14.5 mm	96,500

- Glass Filled PP(Polypropylene) Fitting, Silicon Rubber/PTFE Sealing Ring
- 내열온도 : 180°C
- Joint size : 24/40 기본 규격외 Joint 공급 가능
- LukeGL®



## Adapter, PTFE Thermometer Holder 테프론 온도계 어댑터

Cat. No.	Model	Cone	적용 외경	EA Price ₩
A01-143-100	TH1420	14/20	Ø6 ~ 7 mm	8,000
A01-143-300	TH2440	24/40		11,700
A01-143-400	TH1420/32	14/20	Ø3 ~ 4 mm	8,000
A01-143-500	TH2440/32	24/40		11,700


- 재질 : PTFE 테프론, Viton O-ring
- 온도계를 고정시킬 수 있는 상부캡 및 오링 포함
- LK Labkorea



## Swivelling Screw Fitting with Ground Joint 회전식 조인트 어댑터

Cat. No.	Model	Joint	사용 O.D	회전각	Thread of Screw Cap	EA Price ₩
A01-460-051	D692-24	19/26	6mm	Max. 4°	GL 18	297,000
A01-460-055	D692-34		6mm	Max. 8°	GL 25	214,500
A01-460-059	D692-44		8mm	Max. 7°		207,100
A01-460-063	D692-54		10mm	Max. 6°		208,700
A01-460-067	D692-64		12mm	Max. 5°		200,400

- 재질 : PTFE, PPS, -20 °C to 200°C 내열
- 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
- PTFE Body, PPS GL Screw Cap
- Probe 또는 Tube를 회전 가능하도록 고정
- BOLA



## Adapter, pH Electrode pH 센서용 어댑터

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
A01-132-830	CG-1872-A-01	12mm pH Electrode Adapter, 24/40	316,500
A01-132-833	CG-1872-A-10	12mm ~ 3/4" Adapter Union, for use on the bottom of glass baffle	516,400

- 재질 : PTFE
- 반응기에 pH 전극을 삽입하기 위한 어댑터
- od12mm를 가지고 있는 일반적인 pH 전극과 같이 사용
- Chemglass

