

Digital Vacuum Gauge 디지털 진공 게이지

Cat. No.	Model	Type	Vacuum	EA Price ₩
V08-132-245	AF-0303-01	m200	0.001 ~ 760 Torr	1,590,800

- 10⁻³ Torr 영역까지 표시됨
- Gauge는 움직이는 부분이 없어 충격에 강하며 잦은 Calibration이 불필요
- 적용 : 실험, 코팅, Metalizing, 증류, 냉동
- AF-0302-04 Thermocouple(Sensor) 기본 포함, 4-Pin, Varian 531
- AF-0306 Adapter와 같이 사용 가능 (1209 page 참조)
- Size : w108×d140×h38 mm • Power : 110 or 240 VAC, 50/60 Hz
- Pre-tested under Actual Vacuum against a NIST-Standard
- DigiVac

Spare Thermocouple / Vacuum Sensor

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
V08-132-248	SEN-531	Thermocouple, Vacuum only 1/8inch Male NPT	315,900

Accuracy

0 to 0.009 Torr	±0.002 Torr
0.010 to 2 Torr	±15% of Reading
2.00 to 5 Torr	±1 Torr
5 to 760 Torr	Continuons and Monotonic



Ultra Compact Vacuum Gauge 초소형 진공 게이지

Cat. No.	Model	Vacuum Range	EA Price ₩
V08-653-025	22w LCD	0.001 ~ 760 Torr	1,091,900

- Bench-top 형식의 초소형 열전대 진공 트랜스미터
- Wetted Part : Nickel, Copper, Constantan
- 적용 : 냉동 건조, 냉장 시스템, 조립 라인, 진공 오븐, 실험실
- Size : w280xd254xh102 mm
- Power : 110 ~ 220 VAC
- DigiVac

Accuracy

0 to 0.009 Torr	±0.002 Torr
0.010 to 2 Torr	±15% of Reading
2.00 to 5 Torr	±1 Torr
5 to 760 Torr	Continuons and Monotonic



Vacuum Gauge and Controller 진공 게이지와 컨트롤러

Cat. No.	Model	Wi-fi	Vacuum Measurement Range	Vacuum Control Range	EA Price ₩
V08-653-101	StrataVac	O	0.5 millitorr~	10 millitorr~	5,632,000
V08-653-106	StrataVac-X	X	800 Torr	10 Torr	5,157,000

- 구성 : Controller, 536 KF25 Sensor (w/Sensor Card), VacStable Bleed Valve (w/Valve Card), Wi-fi (StrataVac-X 제외)
- 원격 명령 Interface를 통해 원격 제어 및 모니터링 가능 (StrataVac-X 제외)
- Bleed Type의 진공 제어로 분자 흐름(Molecular Flow)과 처리량(Throughput) 증가
- Torr, mbar, kPa 중 표시 단위 설정 가능
- Size : w89×d136×h43 mm
- Power : 100~240 VAC, 50/60Hz
- Pre-tested under Actual Vacuum against a NIST-Standard
- DigiVac

